

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-15plw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1026.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 PLW Ultraviol

Cena brutto	897,00 zł
Cena netto	729,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-15-PLW
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 PLW Ultraviol – skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni

Lampa bakteriobójcza NBV-15 PLW marki **Ultraviol Polska** to urządzenie UV-C przeznaczone do podniesienia poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Model działa w technologii **bezpośredniego promieniowania UV-C**, dzięki czemu wspiera skuteczną dezynfekcję **powietrza oraz powierzchni** w obszarze pracy lampy.

Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest ograniczanie obciążenia mikrobiologicznego – m.in. w gabinetach, pomieszczeniach zabiegowych, punktach konsultacyjnych, zapleczach medycznych, placówkach opiekuńczych, laboratoriach oraz innych pomieszczeniach wymagających regularnej dezynfekcji. **Lampa posiada [Atest PZH](#)**, co zwiększa wiarygodność produktu w zastosowaniach profesjonalnych.

Model **NBV-15 PLW** wyposażono w **licznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym**, który ułatwia kontrolę eksploatacji i planowanie wymiany promiennika. To ważna funkcja w codziennym użytkowaniu – szczególnie w placówkach, gdzie prowadzona jest regularna dokumentacja pracy urządzeń i kontrola serwisowa.

Najważniejsze zalety lampy NBV-15 PLW

- **Skuteczna dezynfekcja UV-C** powietrza i powierzchni w strefie działania lampy,
- **Bezpośrednie działanie promieniowania** – odpowiednie do planowanej dezynfekcji pomieszczeń,
- **Licznik z wyświetlaczem 4-polowym** – wygodna kontrola czasu pracy promiennika,
- **Możliwość ustawienia kąta naświetlania (obrót 270°)** – łatwiejsze dopasowanie do układu pomieszczenia,
- **Trwałość promiennika do 9000 h** – przewidywalna eksploatacja,
- **Produkt renomowanego producenta** – Ultraviol Polska.

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się lampa UV-C NBV-15 PLW?

Lampa NBV-15 PLW jest stosowana do okresowej dezynfekcji pomieszczeń o mniejszym metrażu (zalecana powierzchnia dezynfekowana: **6-8 m²**). Dzięki temu może być dobrym wyborem do niewielkich gabinetów, pomieszczeń pomocniczych, pokoi konsultacyjnych czy stanowisk pracy wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny mikrobiologicznej.

W praktyce oznacza to łatwiejsze utrzymanie standardów sanitarnych i większą powtarzalność procedur dezynfekcyjnych. Dla użytkownika ważne jest również to, że parametry techniczne są jasno określone, co ułatwia dobór urządzenia do realnych warunków pracy.

Informacje ważne dla użytkownika

Jest to lampa **bezpośredniego działania UV-C**, dlatego powinna być używana zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi dla urządzeń emitujących promieniowanie UV-C. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w której znajdują się m.in. wskazówki dotyczące użytkowania oraz ustawień licznika czasu pracy.

Jeśli szukasz innych rozwiązań do dezynfekcji i wyposażenia placówek, sprawdź również: [lampy bakteriobójcze UV-C](#), [sprzęt medyczny](#) oraz [wyposażenie gabinetu](#).

Dane techniczne - Lampa bakteriobójcza NBV-15 PLW

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Pobór mocy: **18 W**
- Element emitujący promieniowanie UV-C: **15 W**
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: **1,5 W/m²**
- Trwałość promiennika: **9000 h**
- Dezynfekowana powierzchnia: **6-8 m²**
- Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlenia): **270°**
- Klasa zabezpieczenia ppoż.: **I**
- Typ obudowy: **IP20**
- Rodzaj pracy: **ciągła**
- Wymiary kopuły: **465 x 85 x 135 mm**
- Masa kopuły: **2 kg**
- Długość wysięgnika: **1800 mm**
- Typ licznika: **z wyświetlaczem 4-półowym**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.