

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-15sl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1013.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 15SL z licznikiem czasu pracy (bez wyświetlacza)

Cena brutto	639,00 zł
Cena netto	519,51 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NB-15-SL
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 15SL z licznikiem czasu pracy (bez wyświetlacza)

Lampa bakteriobójcza NBV 15SL to **sufitowa lampa UV-C bezpośredniego działania**, przeznaczona do wspomagania procesu dezynfekcji **powietrza i powierzchni** w pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej. Model wyposażono w **wewnętrzny licznik czasu pracy bez wyświetlacza** (typ L), co ułatwia kontrolę eksploatacji promiennika i planowanie serwisu.

To rozwiązanie wybierane m.in. do **gabinetów lekarskich i zabiegowych, sal chorych, pomieszczeń opatrunkowych, laboratoriów oraz innych stref wymagających procedur higienicznych**. Dzięki konstrukcji sufitowej lampa nie zajmuje przestrzeni roboczej i może być ustawiona pod odpowiednim kątem naświetlania.

NBV 15SL jest lampą bezpośredniego działania, dlatego powinna być używana zgodnie z instrukcją producenta i procedurami BHP — **podczas nieobecności personelu i pacjentów**. Taki sposób użytkowania pozwala bezpiecznie wykorzystać właściwości promieniowania UV-C w procesach dezynfekcyjnych.

Dlaczego to jest ważne przy wyborze lampy UV-C?

W praktyce skuteczność dezynfekcji UV-C zależy nie tylko od samej mocy urządzenia, ale także od **czasu ekspozycji, odległości od źródła promieniowania, geometrii pomieszczenia oraz ograniczenia efektu cienia**. Dlatego przy wyborze lampy warto porównywać nie tylko nazwę modelu, ale również parametry pracy, sposób montażu i zasady użytkowania.

Najważniejsze cechy produktu

- **Model:** NBV 15SL (wersja sufitowa)
- **Rodzaj działania:** lampa bakteriobójcza UV-C bezpośredniego działania
- **Licznik czasu pracy:** wewnętrzny, bez wyświetlacza (typ L)
- **Zastosowanie:** wspomaganie dezynfekcji powietrza i powierzchni
- **Regulacja kierunku naświetlania:** obrót lampy do 230°
- **Praca ciągła**
- **Montaż do instalacji elektrycznej** (przewód zakończony kostką do wpięcia)

Zastosowanie (przykładowe)

-
- gabinety lekarskie i zabiegowe,
 - sale chorych i pomieszczenia opatrunkowe,
 - wybrane pomieszczenia medyczne i pomocnicze,
 - inne przestrzenie wymagające podniesienia poziomu czystości mikrobiologicznej.

Dane techniczne

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 1 x 15 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 0,9 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 6–8 m²
- **Obrót lampy (kąt ustawienia naświetlania):** 230°
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 500 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 2 kg
- **Długość wysięgnika:** 500 mm
- **Typ licznika:** bez wyświetlacza
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką)

Informacje eksploatacyjne i bezpieczeństwo

Lampa UV-C bezpośredniego działania powinna być stosowana przez personel przeszkolony, zgodnie z instrukcją producenta i procedurami obowiązującymi w danej placówce.

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) oraz [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#).

Jako lampa bezpośredniego działania urządzenie stosuje się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa — podczas nieobecności ludzi w strefie naświetlania.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.