

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30-s-bez-licznika-czasu-pracy-p-1002.html>



Lampa bakteriobójcza NBV 2x30 S bez licznika czasu pracy

Cena brutto	701,00 zł
Cena netto	569,92 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-2x30-S

Opis produktu

Produkt z kategorii: lampy bakteriobójcze

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (sufitowa) bez licznika (pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów)

Przeznaczenie

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania serii NBV przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp bezpośredniego działania w pomieszczeniach pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojowych chorobotwórczych.

Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojów). Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zależy jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Zastosowanie lamp

- Szpitalne: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,
- Laboratoria medyczne
- Apteki

Cechy produktu:

- sposób montażu: S-sufitowa,
- przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
- urządzenie emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm,
- nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
- przeznaczona jest do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- skuteczność działania lampy bakteriobójczej potwierdzona badaniami,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

Dane techniczne

Typ	NBV 2x30S
Sposób mocowania	sufitowa
Moc promienników	60W
Ilość promienników	2xTUV30W
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	75VA
Element emitujący promienie UV-C	2xTUV30W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m	3,6W/m2
Trwałość promiennika	8000h
Dezynfekowana powierzchnia	18-22m2
Obrót lampy	(możliwość ustawienia kąta naświetlania 230 stopni)
Klasa zabezpieczenia ppor	I
Typ obudowy	IP 20
Rodzaj pracy	ciągła
Wymiary kopuły	925x85x145mm
Masa kopuły	5 kg
Długość wysięgnika	500 mm

Certyfikaty



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.