

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30nl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1018.html>



Lampa bakteriobójcza NBV 2x30NL z licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza

Cena brutto	725,00 zł
Cena netto	589,43 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV 2x30 NL

Opis produktu

Produkt z kategorii: lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (naściennie-sufitowa) z wewnętrznym licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza (pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów)

Przeznaczenie

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania serii NBV przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp bezpośredniego działania w pomieszczeniach pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością wydawnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojowych chorobotwórczych.

Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojów). Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zależy jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Zastosowanie lamp

- Szpitalne: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,
- Laboratoria medyczne
- Apteki

Cechy produktu

- L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika,

- montowany w lampach bezpośredniego działania. Odczyt aktualnego stanu licznika umożliwia czytnik CL-02
- sposób montażu: uniwersalna (naścienna-sufitowa),
 - przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
 - urządzenie emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm,
 - nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
 - lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
 - odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
 - przeznaczona jest do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
 - skuteczność działania lampy bakteriobójczej potwierdzona badaniami,
 - wszelkie wymagane certyfikaty.

Dane techniczne

Typ	NBV 2x30NL
Sposób mocowania	naścienna-sufitowa
Moc	60W
Ilość promienników	2xTUV30W
Licznik	L-cyfrowy bez wyświetlacza
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	75VA
Element emitujący promieniowanie UV-C	2xTUV30W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m	3,6W/m2
Trwałość promiennika	8000h
Dezynfekowana powierzchnia	18-22m2
Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia)	200 stopni
Klasa zabezpieczenia ppor	I
Typ obudowy	IP20
Rodzaj pracy	ciągła
Wymiary kopuły	925x85x145mm
Masa kopuły	5kg
Wysokość statywu	120mm
Typ licznika	bez wyświetlacza

Certyfikaty



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.