

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-30plw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1034.html>



## Lampa bakteriobójcza NBV 30PLW z wewnętrznym licznikiem i wyświetlaczem

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>836,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>774,07 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni</b>             |
| Numer katalogowy | <b>SM-UV-LB-NBV 30 PLW</b> |

### Opis produktu

**Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (na statywie jezdnym) z licznikiem czasu pracy i wyświetlaczem 4-polowym (pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów)**

#### Przeznaczenie

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania serii NBV przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp bezpośredniego działania w pomieszczeniach pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojowych chorobotwórczych.

Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojów). Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zależy jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

#### Zastosowanie lamp

- Szpitalne: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,
- Laboratoria medyczne
- Apteki

#### Cechy produktu

- LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiaru promiennika.
- sposób montażu na statywie jezdnym

- przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości
- przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami
- wszelkie wymagane certyfikaty.

#### Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1X30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m<sup>2</sup>
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m<sup>2</sup>
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- długość wysięgnika: 1800 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym

#### Certyfikaty



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.