

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-30sl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1015.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 SL z licznikiem – Ultraviol

Cena brutto	651,00 zł
Cena netto	529,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBV-30-SL
Kod producenta	NBV 30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 SL (Ultraviol) – skuteczna dezynfekcja pomieszczeń przy kontrolowanej eksploatacji

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 SL marki **Ultraviol Polska** to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach podczas **nieobecności ludzi i zwierząt**. Jest to model bezpośredniego działania, emitujący promieniowanie UV-C, stosowany m.in. w gabinetach, pomieszczeniach zabiegowych, salach chorych, zapleczach oraz innych przestrzeniach wymagających regularnej dezynfekcji.

Wersja **NBV-30 SL** została wyposażona w **licznik cyfrowy (mikroprocesorowy) bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika**. To praktyczne rozwiązanie dla placówek i użytkowników, którzy chcą utrzymać ciągłość pracy urządzenia oraz kontrolować eksploatację bez konieczności ręcznego prowadzenia ewidencji godzin.

W codziennym użytkowaniu o skuteczności dezynfekcji decydują m.in. czas naświetlania, wielkość pomieszczenia, ustawienie lampy oraz warunki środowiskowe. Dzięki możliwości regulacji kąta naświetlenia (obróć lampy) model NBV-30 SL pozwala lepiej dopasować sposób pracy do konkretnego wnętrza i procedury higienicznej.

Ważne: lampy UV-C bezpośredniego działania należy stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami bezpieczeństwa – promieniowanie UV-C nie powinno oddziaływać bezpośrednio na ludzi, zwierzęta ani rośliny.

Zobacz również [lampy bakteriobójcze UV-C](#) oraz inne rozwiązania do dezynfekcji dostępne w ofercie Salemed. Warto także porównać modele z grupy [lamp bezpośredniego działania](#) pod kątem mocy, sposobu montażu i zastosowania.

Zastosowanie lampy NBV-30 SL

- gabinet lekarski i zabiegowy,
- sala chorych i pomieszczenia pomocnicze,
- wybrane strefy zaplecza medycznego,
- salony kosmetyczne i beauty (zgodnie z procedurą dezynfekcji),
- pomieszczenia użytkowe, w których dezynfekcja wykonywana jest poza obecnością osób.

Najważniejsze cechy produktu

- **promiennik UV-C 1x30 W** – model do dezynfekcji pomieszczeń o wskazanej powierzchni,
- **licznik cyfrowy z sygnalizacją dźwiękową** – wsparcie kontroli czasu eksploatacji,

-
- **obrót lampy 230°** – możliwość ustawienia kąta naświetlania,
 - **praca ciągła** – dostosowanie do regularnego użytkowania,
 - **montaż do instalacji elektrycznej** – przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację.

Dane techniczne – Lampa bakteriobójcza NBV-30 SL

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Pobór mocy: **33 W**
- Element emitujący promieniowanie UV-C: **1 x 30 W**
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: **2,3 W/m²**
- Trwałość promiennika: **9000 h**
- Dezynfekowana powierzchnia: **12-15 m²**
- Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlenia): **230°**
- Klasa zabezpieczenia ppoż.: **I**
- Typ obudowy: **IP20**
- Rodzaj pracy: **ciągła**
- Wymiary kopuły: **960 x 85 x 135 mm**
- Masa kopuły: **3 kg**
- Długość wysięgnika: **500 mm**
- Typ licznika: **bez wyświetlacza**
- Montaż: **do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką)**

Lampa posiada Atest PZH. Aktualny dokument potwierdzający jest dostępny w sekcji „[Do pobrania](#)”.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.