

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-30slw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1028.html>



Lampa bakteriobójcza NBV 30SLW z wewnętrznym licznikiem i wyświetlaczem

Cena brutto	676,00 zł
Cena netto	625,93 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV 30 SLW

Opis produktu

Produkt z kategorii: lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (sufitowa) z licznikiem czasu pracy i wyświetlaczem 4-polowym (pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów)

Przeznaczenie

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania serii NBV przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp bezpośredniego działania w pomieszczeniach pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojowych chorobotwórczych.

Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojów). Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zależy jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Zastosowanie lamp

- Szpitalne: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,
- Laboratoria medyczne
- Apteki

Cechy produktu

- LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiary promiennika.
- sposób montażu sufitowa
- przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenie emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7mm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości
- przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami
- wszelkie wymagane certyfikaty.

Dane techniczne

Typ	NBV 30SLW
Sposób mocowania	sufitowa
Moc	30W
Ilość promienników	1xTUV30W
Licznik	LW-cyfrowy z wyświetlaczem 4-polowym
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	40VA
Element emitujący promieniowanie UV-C	TUV30W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m	2,3W/m2
Trwałość promiennika	8000h
Dezynfekowana powierzchnia	12-15m2
Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia)	230 stopni
Klasa zabezpieczenia ppor	I
Typ obudowy	IP20
Rodzaj pracy	ciągła
Wymiary kopuły	925x85x135mm
Masa kopuły	3kg
Wysokość statywu	500mm
Typ licznika	z wyświetlaczem 4-polowym

Certyfikaty



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **faktura VAT**.