

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv15-s-bez-licznika-czasu-pracy-p-997.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 S Ultraviol

Cena brutto	516,00 zł
Cena netto	419,51 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-15-S

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 S Ultraviol

Lampa bakteriobójcza NBV-15 S marki **Ultraviol Polska** to urządzenie przeznaczone do **dezynfekcji powietrza i powierzchni podczas nieobecności ludzi**. Model emituje promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm**, wspierając utrzymanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach wymagających regularnej dekontaminacji.

Lampa znajduje zastosowanie w wielu przestrzeniach użytkowych i medycznych, m.in. w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, salach chorych, salach operacyjnych, salonach kosmetycznych i fryzjerskich, hotelach, poczekalniach, kuchniach oraz magazynach. Produkt posiada [Atest PZH](#).

Zastosowanie lampy NBV-15 S

- gabinety lekarskie,
- gabinety zabiegowe,
- sale chorych i sale operacyjne,
- salony kosmetyczne i fryzjerskie,
- hotele i poczekalnie,
- kuchnie i magazyny.

Model **NBV-15 S** został zaprojektowany do **pracy ciągłej**. Możliwość ustawienia kąta naświetlania (obróć lampy do **230°**) ułatwia dopasowanie działania urządzenia do układu pomieszczenia. To praktyczne rozwiązanie do miejsc, w których ważna jest regularna i powtarzalna dezynfekcja UV-C.

Lampa wykorzystuje promiennik **1 x 15 W**, a deklarowana trwałość promiennika wynosi **9000 h**. Zgodnie z danymi producenta urządzenie przeznaczone jest do dezynfekcji pomieszczeń o powierzchni około **6-8 m²**.

Najważniejsze zalety

- dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniowaniem UV-C,
- przeznaczenie do pracy podczas nieobecności ludzi,
- kompaktowa konstrukcja i montaż do instalacji elektrycznej,
- obrót lampy do 230° (łatwiejsze ustawienie kąta naświetlania),
- praca ciągła,
- Atest PZH.

Dane techniczne

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 1 x 15 W
- **Długość fali UV-C:** 253,7 nm
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 0,9 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 6-8 m²
- **Obrót lampy (kąt naświetlania):** 230°
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 500 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 2 kg
- **Długość wysięgnika:** 500 mm
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką do wpięcia)

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Lampa UV-C bezpośredniego działania powinna być użytkowana zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zaleceniami dotyczącymi montażu oraz czasu użytkowania urządzenia. Prawidłowy dobór lampy do wielkości pomieszczenia wpływa na skuteczność procesu dezynfekcji.

Sprawdź także inne [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#) oraz [lampy bakteriobójcze serii NBV i NBVE](#) dostępne w Salemed.pl.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.