

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv30-n-bez-licznika-czasu-pracy-p-999.html>

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 N naściennie-sufitowa



Cena brutto	504,00 zł
Cena netto	409,76 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-30-N

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 N marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Model wykorzystuje promieniowanie **UV-C** do dezynfekcji **powietrza i powierzchni** metodą bezpośredniego naświetlania.

Symbol **N** oznacza wersję **naściennie-sufitową**, dzięki czemu lampę można dopasować do układu pomieszczenia i sposobu pracy. To praktyczne rozwiązanie dla miejsc, w których liczy się higiena, powtarzalność procedur oraz wygodny montaż stały.

Urządzenie posiada **Atest PZH**. Produkt polski.

Najważniejsze cechy lampy NBV 30 N

- **Promiennik UV-C 1x30 W** – skuteczne wsparcie procesu dezynfekcji powietrza i powierzchni,
- **Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²** – czytelny punkt odniesienia przy doborze urządzenia,
- **Montaż naścienny** (wersja N),
- **Regulacja kąta naświetlania do 200°** – łatwiejsze ustawienie kierunku działania,
- **Praca ciągła** – urządzenie przystosowane do regularnej eksploatacji,
- **Typ obudowy IP20**,
- **Przewód zakończony kostką** do wpięcia w instalację elektryczną.

Zastosowanie urządzenia

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 N znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej, m.in. w:

- blokach operacyjnych,
- gabinetach zabiegowych i opatrunkowych,
- salach chorych,
- przychodniach,
- laboratoriach,
- aptekach,
- przemyśle farmaceutycznym,
- przemyśle spożywczym,
- przemyśle kosmetycznym,
- SPA,
- salonach fryzjerskich i kosmetycznych,

-
- kuchniach i magazynach.

Dlaczego ten model jest dobrym wyborem?

NBV 30 N to model, który łączy **prostą konstrukcję** z parametrami wystarczającymi do wielu standardowych zastosowań w placówkach medycznych i usługowych. W praktyce oznacza to łatwiejsze wdrożenie urządzenia do codziennej pracy oraz wygodniejszy dobór lampy do pomieszczeń o określonej powierzchni.

Dane techniczne – NBV 30 N

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 1x30 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 2,3 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 12–15 m²
- **Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlania):** 200°
- **Klasa zabezpieczenia ppoż.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 960 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 3 kg
- **Długość wysięgnika:** 120 mm
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Lampy UV-C bezpośredniego działania należy stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Dobór urządzenia powinien uwzględniać wielkość pomieszczenia, sposób użytkowania i procedury obowiązujące w danej placówce.

Zobacz również

- [Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#)
- [Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania UV-C](#)
- [Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 P bez licznika \(przejezdna\)](#)

NBV 30 N to dobry wybór dla placówek, które szukają prostego modelu UV-C do montażu stałego bez zbędnie rozbudowanej elektroniki.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.