

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv30-p-bez-licznika-czasu-pracy-p-1007.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 P bez licznika (przejezdna)

Cena brutto	725,00 zł
Cena netto	589,43 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-30-P
Kod producenta	NBV 30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 P marki **Ultraviol Polska** to mobilne urządzenie **bezpośredniego działania**, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz powietrza w pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej. Wersja **P** oznacza model **przejezdny na statywie z kółkami**, co ułatwia przemieszczanie lampy między pomieszczeniami i ustawienie właściwego kąta naświetlania.

Urządzenie emituje promieniowanie **UV-C (253,7 nm)**, stosowane w procesach dezynfekcji w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, a także w wybranych zastosowaniach przemysłowych (np. farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych). Model **NBV 30 P** jest często wybierany tam, gdzie liczy się prosta obsługa, mobilność oraz możliwość pracy ciągłej.

Najważniejsze cechy lampy NBV 30 P

- **Mobilna konstrukcja (P - przejezdna)** na statywie z kółkami
- **Promiennik UV-C 1x30 W** - skuteczna dezynfekcja metodą bezpośredniego działania
- **Regulacja kąta naświetlania do 270°** - łatwiejsze dopasowanie ustawienia do pomieszczenia
- **Praca ciągła** - możliwość użytkowania zgodnie z procedurami placówki
- **Bez licznika czasu pracy** - prostsza wersja urządzenia
- **Przewód zakończony wtyczką** - szybkie podłączenie do standardowego gniazda

Do jakich zastosowań sprawdzi się lampa UV-C NBV 30 P?

Lampa znajduje zastosowanie m.in. w:

- gabinetach lekarskich, zabiegowych i opatrunkowych,
- salach chorych i pomieszczeniach pomocniczych,
- przychodniach i punktach diagnostycznych,
- laboratoriach,
- wybranych obszarach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego.

Ważna informacja o bezpieczeństwie użytkowania

NBV 30 P jest lampą UV-C bezpośredniego działania, co oznacza, że podczas pracy promiennik emituje promieniowanie UV-C do otoczenia. Z tego względu urządzenie należy stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa - w szczególności z zachowaniem zasad ochrony personelu i osób postronnych przed ekspozycją na promieniowanie UV-C.

Co oznacza „bez licznika czasu pracy”?

Wersja „bez licznika” nie posiada wbudowanego licznika godzin pracy promiennika. To rozwiązanie wybierane przez placówki, które prowadzą ewidencję czasu pracy urządzeń w ramach własnych procedur lub preferują prostszą konfigurację produktu.

Dane techniczne – Lampa bakteriobójcza NBV 30 P

Producent	Ultraviol Polska
Typ	Lampa bakteriobójcza UV-C bezpośredniego działania
Wersja	P (przejezdna / mobilna)
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	33 W
Element emitujący promieniowanie UV-C	1 x 30 W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m	2,3 W/m ²
Trwałość promiennika	9000 h
Dezynfekowana powierzchnia	12-15 m ²
Obrót lampy / kąt naświetlania	270°
Klasa zabezpieczenia ppor.	I
Typ obudowy	IP20
Rodzaj pracy	Ciągła
Wymiary kopuły	960 x 85 x 135 mm
Masa kopuły	3 kg
Wysokość statywu	1800 mm
Licznik czasu pracy	Brak
Zasilanie	Przewód zakończony wtyczką do gniazdka

Atest / dokumentacja

Lampa posiada Atest PZH. Aktualny dokument potwierdzający został udostępniony w sekcji [„Do pobrania”](#).

Uwaga: skuteczność dezynfekcji UV-C zależy m.in. od warunków pracy (np. kubatury pomieszczenia, geometrii, czasu ekspozycji, stopnia zacielenia powierzchni i procedury użytkowania). Dobór urządzenia powinien być dopasowany do rzeczywistego zastosowania.

Jeśli szukasz podobnych urządzeń, sprawdź także [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#) oraz [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) dostępne w ofercie SaleMED.

Zobacz również całą kategorię [lamp bakteriobójczych serii NBVE i NBV](#), aby porównać modele z licznikiem i bez licznika czasu pracy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.