

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030sl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1064.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 SL sufitowa



Cena brutto	2 373,00 zł
Cena netto	1 929,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 60/30 SL
Kod producenta	NBVE 60/30

Opis produktu

Profesjonalna lampa UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 SL sufitowa marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do ograniczania obecności drobnoustrojów w powietrzu oraz do okresowej dezynfekcji całego pomieszczenia. Model łączy **funkcję przepływową** z **zewnętrznym promiennikiem UV-C**, dzięki czemu może wspierać utrzymanie wysokiego standardu higieny w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, poczekalniach, izbach przyjęć, korytarzach, żłobkach i przedszkolach.

Największą zaletą modelu **NBVE-60/30 SL** jest jego **dwufunkcyjność**. Wewnętrzny układ przepływowy dezynfekuje powietrze wewnątrz komory urządzenia, co pozwala użytkować lampę zgodnie z przeznaczeniem także wtedy, gdy w pomieszczeniu przebywają personel i pacjenci. Z kolei **zewnętrzny promiennik UV-C 1x30 W** służy do intensywnej dezynfekcji pomieszczenia podczas nieobecności ludzi.

Dlaczego warto wybrać lampę NBVE-60/30 SL?

To rozwiązanie dla placówek, które oczekują nie tylko skuteczności, ale również przewidywalnej pracy urządzenia i łatwiejszego nadzoru eksploatacji. Lampa została wyposażona w **2 liczniki indukcyjne** czasu pracy z dokładnością do 1 godziny.

Obudowa wykonana z **blachy kwasoodpornej** wspiera utrzymanie urządzenia w czystości i dobrze wpisuje się w wymagające środowiska pracy. Model sufitowy pozwala zaoszczędzić miejsce użytkowe i ułatwia organizację przestrzeni w gabinecie, sali zabiegowej czy ciągu komunikacyjnym.

Zastosowanie lampy bakteriobójczej UV-C

Lampa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ważna jest regularna dezynfekcja powietrza i ograniczanie ryzyka przenoszenia drobnoustrojów drogą powietrzną. To dobry wybór do:

- gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- przychodni i poczekalni,
- izb przyjęć i bloków operacyjnych,
- laboratoriów oraz punktów diagnostycznych,
- korytarzy i pomieszczeń wspólnych,
- żłobków, przedszkoli i innych obiektów o dużej rotacji osób.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 115 W
- **Wewnętrzny element emitujący UV-C:** 2x30 W
- **Zewnętrzny element emitujący UV-C:** 1x30 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Wydajność wentylatora:** 132 m³/h
- **Dezynfekowana kubatura:** 25-50 m³
- **Zasięg działania lampy:** 10-20 m²
- **Typ obudowy:** IP20
- **Wymiary kopuły:** 1125 x 285 x 130 mm
- **Wymiary całkowite:** 1190 x 400 x 130 mm
- **Masa:** 9 kg
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej, przewód zakończony kostką

Ważne informacje użytkowe

Model **NBVE-60/30 SL** posiada [atest PZH](#). W praktyce oznacza to, że jest to urządzenie projektowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, gdzie liczy się powtarzalność działania, bezpieczeństwo eksploatacji i łatwość wdrożenia do codziennej pracy placówki.

Warto pamiętać, że **zewnętrzny promiennik UV-C** służy do dezynfekcji pomieszczenia wyłącznie podczas **nieobecności ludzi**. Natomiast funkcja przepływowa została zaprojektowana do pracy zgodnie z przeznaczeniem urządzenia wtedy, gdy w pomieszczeniu przebywają użytkownicy.

Jeżeli szukasz podobnych rozwiązań, sprawdź również [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#), [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) oraz [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania UV-C](#).

NBVE-60/30 SL to model dla placówek, które chcą połączyć skuteczną dezynfekcję, profesjonalne parametry techniczne i wygodny montaż sufitowy. To zakup, który wspiera codzienną organizację pracy i pomaga budować wysoki standard bezpieczeństwa sanitarnego w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych.

Model NBVE-60/30 SL odpowiada na realne potrzeby placówek medycznych i usługowych, które chcą połączyć ciągłą dezynfekcję powietrza z możliwością okresowego naświetlania całego wnętrza.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.