

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-110p-bez-licznika-czasu-pracy-p-1043.html>



Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-110 P – przejezdna

Cena brutto	2 017,00 zł
Cena netto	1 639,84 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-110-P
Kod producenta	NBVE 110

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-110 P – przejezdna (Ultraviol Polska)

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-110 P – przejezdna marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie do **dezynfekcji powietrza promieniowaniem UV-C** w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Proces dezynfekcji zachodzi wewnątrz szczelnej komory przepływowej, dzięki czemu promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę urządzenia podczas pracy.

Model w wersji **przejezdnej** sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i szybkie przemieszczanie sprzętu między pomieszczeniami – np. w gabinetach, przychodniach, salach chorych, laboratoriach, punktach pobrań czy poczekalniach. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które chcą utrzymać wysoki standard higieny powietrza bez przerywania pracy personelu.

Jeśli porównujesz różne modele, zobacz także [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) oraz sprawdź różnice względem [lamp bezpośredniego działania](#).

Najważniejsze zalety modelu NBVE-110 P

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza UV-C** – proces zachodzi wewnątrz komory urządzenia.
- **Bezpieczna praca w obecności ludzi** – promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza kopułę lampy.
- **Wersja przejezdna** – łatwe przemieszczanie urządzenia między stanowiskami pracy.
- **Obudowa z materiału kwasoodpornego** – łatwiejsze utrzymanie czystości i dobra trwałość w warunkach placówek medycznych.
- **Wydajny obieg powietrza** – wentylator o wydajności 199 m³/h.
- **Zasilanie 230 V** i gotowość do pracy dzięki przewodowi z wtyczką.

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się lampa przepływowa UV-C?

Lampa przepływowa NBVE-110 P jest przeznaczona do miejsc, w których wymagany jest podwyższony poziom czystości mikrobiologicznej powietrza oraz stała rotacja osób. Urządzenie znajduje zastosowanie m.in. w:

- gabinetach lekarskich i zabiegowych,
- przychodniach i POZ,
- szpitalach, klinikach i izbach przyjęć,
- salach chorych i poczekalniach,
- laboratoriach i punktach pobrań,

-
- gabinetach stomatologicznych, kosmetologicznych i rehabilitacyjnych.

Dzięki mobilnej konstrukcji urządzenie można efektywnie wykorzystywać rotacyjnie w kilku pomieszczeniach, co pomaga zoptymalizować koszty wyposażenia placówki.

Dane techniczne - NBVE-110 P

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 115 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 2 x 55 W
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Wydajność wentylatora:** 199 m³/h
- **Dezynfekowana kubatura:** 45-90 m³/h
- **Zasięg działania lampy:** 18-36 m²
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Wymiary kopuły:** 1125 x 215 x 130 mm
- **Wymiary urządzenia:** 600 x 1300 x 600 mm
- **Masa:** 13,5 kg
- **Wyposażenie:** przewód z wtyczką

Ważne informacje dla użytkownika

Model NBVE-110 P wykorzystuje promieniowanie UV-C o długości fali **253,7 nm** wewnątrz komory przepływowej. Skuteczność dezynfekcji powietrza zależy m.in. od doboru urządzenia do kubatury pomieszczenia, czasu pracy oraz warunków eksploatacyjnych.

Urządzenie nie posiada licznika czasu pracy. W praktyce oznacza to, że kontrolę czasu eksploatacji promienników należy prowadzić zgodnie z procedurą serwisową placówki.

Urządzenie posiada **atest PZH**. Dla pełnej zgodności dokumentacyjnej przed zakupem można to zweryfikować.

Dlaczego warto kupić NBVE-110 P w Salemed.pl?

W Salemed.pl stawiamy na produkty, które łączą realną użyteczność w placówkach medycznych z jasnym, rzetelnym opisem technicznym. Dzięki temu łatwiej porównasz modele, dobierzesz lampę do metrażu i wdrożysz urządzenie do codziennej pracy bez domysłów. To ważne zarówno dla personelu, jak i dla działów zakupów, które potrzebują konkretnych parametrów i wiarygodnych danych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.