

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-110sl-z-licznikiem-czasu-p-1053.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 SL sufitowa



Cena brutto	1 943,00 zł
Cena netto	1 579,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-110-SL
Kod producenta	NBVE 110

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 SL - sufitowa dezynfekcja powietrza w obecności ludzi

NBVE-110 SL to **przepływowa lampa bakteriobójcza UV-C do montażu sufitowego**, przeznaczona do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Dzięki pracy w zamkniętej komorze przepływowej promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę urządzenia, co pozwala stosować lampę zgodnie z jej przeznaczeniem w trakcie normalnego funkcjonowania gabinetu, przychodni czy placówki medycznej.

Model **NBVE-110 SL** został wyposażony w **licznik czasu pracy**, co ułatwia kontrolę eksploatacji promienników i planowanie serwisu. Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się wysoki standard higieny powietrza: m.in. w przychodniach, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, poczekalniach, salach chorych oraz innych pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu.

Najważniejsze zalety lampy NBVE-110 SL

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza** - powietrze przechodzi przez komorę dezynfekcyjną UV-C wewnątrz urządzenia.
- **Bezpieczna praca w obecności ludzi** - promieniowanie UV-C pozostaje wewnątrz obudowy (przy prawidłowym użytkowaniu zgodnie z instrukcją producenta).
- **Montaż sufitowy** - oszczędność miejsca i wygodne zastosowanie w pomieszczeniach medycznych oraz usługowych.
- **Licznik czasu pracy** - łatwiejsza kontrola eksploatacji i terminów wymiany promienników.
- **Obudowa ze stali kwasoodpornej** - trwałość i łatwiejsze utrzymanie czystości.

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się lampa przepływowa UV-C?

Lampa bakteriobójcza przepływowa **NBVE-110 SL** jest szczególnie polecana do miejsc, w których konieczne jest wsparcie standardów higieny mikrobiologicznej powietrza, np.:

- gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- przychodni i POZ,
- sal chorych i izb przyjęć,
- laboratoriów,
- poczekalni, rejestracji i innych pomieszczeń o dużym przepływie osób,
- gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych i fizjoterapeutycznych.

Ważne: lampa UV-C wspiera utrzymanie higieny powietrza, ale nie zastępuje standardowych procedur sanitarnych, wentylacji oraz zasad dezynfekcji powierzchni.

Dane techniczne - NBVE-110 SL (sufitowa)

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Pobór mocy: **115 W**
- Element emitujący promieniowanie UV-C: **2 x 55 W**
- Trwałość promiennika: **8000 h**
- Wydajność wentylatora: **199 m³/h**
- Dezynfekowana kubatura: **45-90 m³**
- Zasięg działania lampy: **18-36 m²**
- Klasa zabezpieczenia ppor.: **I**
- Typ obudowy: **IP20**
- Wymiary kopuły: **1125 x 215 x 130 mm**
- Wymiary całkowite: **1190 x 330 x 130 mm**
- Masa: **9 kg**
- Podłączenie: **przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację elektryczną**

Informacje eksploatacyjne i montażowe

Model sufitowy **NBVE-110 SL** wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej. Montaż i uruchomienie powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta oraz przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Regularna kontrola czasu pracy promienników i stanu technicznego urządzenia pomaga utrzymać deklarowaną skuteczność działania.

Zobacz także produkty i kategorie powiązane:

- [Lampy bakteriobójcze przepływowe](#)
- [Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#)
- [NBVE-110 NL naścienna – wariant z licznikiem czasu](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.