

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-60pl-z-licznikiem-czasu-p-1048.html>



Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 PL przejezdna

Cena brutto	1 881,00 zł
Cena netto	1 529,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-60-PL
Kod producenta	NBVE 60

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 PL przejezdna

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 PL (Ultraviol Polska) to profesjonalne urządzenie do **dezynfekcji powietrza w obiegu wymuszonym**. Proces dezynfekcji odbywa się wewnątrz zamkniętej komory, a promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę, dzięki czemu – przy prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją producenta – urządzenie może pracować **w obecności ludzi**.

Model **NBVE-60 PL** został zamontowany na **statywie przejezdnym**, co ułatwia przemieszczanie lampy pomiędzy pomieszczeniami i elastyczne wykorzystanie jej w codziennej pracy placówki. To praktyczne rozwiązanie dla gabinetów lekarskich, przychodni, laboratoriów, poczekalni oraz innych przestrzeni, w których istotny jest wysoki standard higieny powietrza.

W komorze dezynfekcyjnej lampa wykorzystuje promieniowanie UV-C o długości fali **253,7 nm** (wg producenta), które wspiera ograniczanie obecności drobnoustrojów w przepływającym powietrzu. Wymuszony obieg powietrza pozwala na skuteczną, ciągłą pracę urządzenia w miejscach o stałej rotacji pacjentów i personelu.

Dodatkowym atutem modelu jest **mechaniczny licznik czasu pracy**, który ułatwia kontrolę eksploatacji urządzenia oraz planowanie wymiany promienników zgodnie z zaleceniami producenta.

Najważniejsze zalety lampy NBVE-60 PL

- dezynfekcja powietrza w **zamkniętej komorze przepływowej**,
- promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę (wg konstrukcji urządzenia),
- **możliwość pracy w obecności ludzi** – zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta,
- **wersja przejezdna** – wygodne przemieszczanie między pomieszczeniami,
- **mechaniczny licznik czasu pracy**,
- zastosowanie w placówkach medycznych i usługowych,
- produkt renomowanego producenta **Ultraviol Polska**.

Zastosowanie

Lampa przepływowa UV-C NBVE-60 PL znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest podwyższony poziom czystości mikrobiologicznej powietrza, m.in. w:

- gabinetach lekarskich i zabiegowych,

-
- przychodniach i POZ,
 - szpitalach, klinikach, izbach przyjęć,
 - laboratoriach,
 - poczekalniach,
 - gabinetach kosmetycznych i stomatologicznych,
 - innych pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych.

Dane techniczne

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 85 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 2 × 30 W
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Wydajność wentylatora:** 132 m³/h
- **Dezynfekowana kubatura:** 25-50 m³/h
- **Zasięg działania lampy:** 10-20 m²
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Wymiary kopuły:** 1125 × 215 × 130 mm
- **Wymiary całkowite:** 600 × 1300 × 600 mm
- **Masa:** 13 kg
- **Wyposażenie:** przewód z wtyczką
- **Dodatkowo:** mechaniczny licznik czasu pracy

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Producent deklaruje, że promieniowanie UV-C pozostaje wewnątrz komory przepływowej, co umożliwia bezpieczne użytkowanie lampy w obecności pacjentów i personelu. Ponadto lampa posiada [atest PZH](#).

Dlaczego warto kupić w Salemed.pl?

W **Salemed.pl** stawiamy na czytelne, praktyczne opisy urządzeń medycznych, które pomagają dobrać odpowiedni model do warunków pracy i kubatury pomieszczenia. Dzięki temu łatwiej porównać parametry, zaplanować eksploatację i wdrożyć rozwiązanie dopasowane do potrzeb placówki.

Sprawdź również inne [lampy bakteriobójcze UV-C](#) oraz [lampy przepływowe UV-C](#) dostępne w ofercie Salemed.pl.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.