

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-uv-c-nbv-15-pl-na-statywie-p-1014.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 PL na statywie

Cena brutto	836,00 zł
Cena netto	679,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-15-PL
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 PL to przejezdne urządzenie przeznaczone do dezynfekcji powietrza i powierzchni promieniowaniem UV-C (253,7 nm) w pomieszczeniach medycznych, zabiegowych i laboratoryjnych. Model na statywie ułatwia przemieszczanie lampy między stanowiskami pracy oraz ustawienie odpowiedniego kąta naświetlania dzięki obrotowi kopuły w zakresie **270°**.

To rozwiązanie szczególnie przydatne tam, gdzie liczy się sprawna organizacja dezynfekcji między kolejnymi procedurami: w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach oraz wybranych obszarach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.

Najważniejsze cechy lampy NBV-15 PL

- **Promiennik UV-C 1x15 W** - bezpośrednie działanie promieniowania UV-C
- **Mobilna konstrukcja na statywie** - wygodne przemieszczanie urządzenia
- **Obrót kopuły 270°** - możliwość ustawienia kąta naświetlania
- **Praca ciągła** - przystosowanie do regularnego użytkowania zgodnie z procedurą
- **Dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²** (zgodnie z danymi producenta)
- **Trwałość promiennika: 9000 h**

Zastosowanie

Lampa UV-C NBV-15 PL znajduje zastosowanie m.in. w:

- blokach operacyjnych,
- gabinetach zabiegowych i opatrunkowych,
- salach chorych i pomieszczeniach pomocniczych,
- przychodniach i punktach medycznych,
- laboratoriach,
- wybranych strefach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.

Bezpieczeństwo użytkowania - ważna informacja

Lampa jest urządzeniem bezpośredniego działania UV-C. Promieniowanie UV-C nie powinno oddziaływać bezpośrednio na ludzi ani zwierzęta. Urządzenie należy stosować zgodnie z instrukcją producenta, procedurami BHP i zasadami obowiązującymi w danej placówce.

Dla personelu i osób odpowiedzialnych za zakupy jest to ważne: poprawne użytkowanie lampy obejmuje nie tylko dobór mocy, ale również planowanie czasu naświetlania, ustawienia kąta pracy oraz organizację rotacji dezynfekcji między pomieszczeniami.

Dane techniczne – Lampa bakteriobójcza NBV-15 PL

Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	18 W
Element emitujący promieniowanie UV-C	1 x 15 W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m	0,9 W/m ²
Trwałość promiennika	9000 h
Dezynfekowana powierzchnia	6-8 m ²
Obrot lampy (kąt naświetlania)	270°
Klasa zabezpieczenia ppor.	II
Typ obudowy	IP20
Rodzaj pracy	ciągła
Wymiary kopuły	500 x 85 x 135 mm
Masa kopuły	2 kg
Wysokość statywu	1800 mm
Typ licznika	bez wyświetlacza

Informacja o dokumentacji / zgodności

Zgodnie z informacją producenta (Ultraviol Polska) lampa posiada [Atest PZH](#).

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze UV-C](#), [wyposażenie gabinetu zabiegowego](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.