

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-uv-c-nbv-30-pl-na-statywie-z-licznikiem-p-1016.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 PL na statywie z licznikiem

Cena brutto	848,00 zł
Cena netto	689,43 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-30-PL
Kod producenta	NBV 30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 PL marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie **bezpośredniego działania**, przeznaczone do poprawy i utrzymania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Wersja **PL** oznacza wykonanie **przejezdne na statywie**, co ułatwia przemieszczanie lampy między pomieszczeniami i elastyczne planowanie pracy.

Model NBV-30 PL emituje promieniowanie **UV-C** i jest stosowany jako element procedur higienicznych oraz dezynfekcyjnych w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, aptekach, a także w wybranych obiektach usługowych i przemysłowych. Dzięki licznikowi czasu pracy (bez wyświetlacza) użytkownik może łatwiej kontrolować eksploatację promiennika i planować jego wymianę.

To model wybierany tam, gdzie liczy się mobilność, powtarzalność pracy i przewidywalność efektu. W praktyce oznacza to sprawne wdrożenie lampy do codziennego harmonogramu dezynfekcji bez konieczności stałej instalacji. Dla wielu placówek jest to rozsądny kompromis między skutecznością, kosztem zakupu i wygodą użytkowania.

Zastosowanie lampy NBV-30 PL

Lampa znajduje zastosowanie m.in. w:

- blokach operacyjnych i salach zabiegowych,
- gabinetach lekarskich, opatrunkowych i diagnostycznych,
- salach chorych i pomieszczeniach pomocniczych,
- przychodniach, laboratoriach, aptekach,
- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- obiektach usługowych (np. salony kosmetyczne, fryzjerskie), hotelach, szatniach.

Najważniejsze cechy produktu

- **Bezpośrednie działanie UV-C** – do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w procedurach zgodnych z instrukcją użytkowania,
- **Mobilny statyw (wersja PL)** – wygodne przemieszczanie urządzenia między pomieszczeniami,
- **Licznik czasu pracy bez wyświetlacza** – pomocny w kontroli eksploatacji promiennika,
- **Możliwość ustawienia kąta naświetlania (obrot 270°),**
- **Praca ciągła** – dopasowanie do regularnych procedur higienicznych,
- **Trwałość promiennika do 9000 h** (wg danych technicznych producenta / karty produktu).

Dane techniczne – NBV-30 PL

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Pobór mocy: **40 VA**
- Element emitujący promieniowanie UV-C: **1 x 30 W**
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: **2,3 W/m²**
- Trwałość promiennika: **9000 h**
- Dezynfekowana powierzchnia: **12-15 m²**
- Obrót lampy (kąt naświetlania): **270°**
- Klasa zabezpieczenia ppor.: **I**
- Typ obudowy: **IP20**
- Rodzaj pracy: **ciągła**
- Wymiary kopuły: **925 x 85 x 135 mm**
- Masa kopuły: **3 kg**
- Długość wysięgnika: **1800 mm**
- Typ licznika: **bez wyświetlacza**

Ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania

Lampa NBV-30 PL jest lampą **bezpośredniego działania**, dlatego powinna być używana zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi procedurami BHP. Promieniowanie UV-C wymaga odpowiedniego doboru czasu naświetlania, organizacji pracy i zabezpieczenia użytkowania w pomieszczeniu.

Zobacz również

- [Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#)
- [Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#)

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.