

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-uv-c-nbv-30-slw-z-licznikiem-ultraviol-p-1028.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 SLW z licznikiem - Ultraviol

Cena brutto	713,00 zł
Cena netto	579,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-30-SLW
Kod producenta	NBV 30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 SLW (Ultraviol Polska) – skuteczna dezynfekcja pomieszczeń

Lampa bakteriobójcza NBV-30 SLW to profesjonalne urządzenie wykorzystujące promieniowanie **UV-C** do dezynfekcji powierzchni oraz ograniczania obciążenia mikrobiologicznego w pomieszczeniach. Model został wyposażony w **cyfrowy licznik czasu pracy z mikroprocesorem i 4-polowym wyświetlaczem LED**, co ułatwia kontrolę eksploatacji oraz planowanie serwisu.

Urządzenie znajduje zastosowanie m.in. w **gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach**, a także w branżach takich jak **farmaceutyczna, spożywcza i kosmetyczna**. Lampa posiada **Atest PZH**, co stanowi ważny element potwierdzający jej przeznaczenie do zastosowań profesjonalnych.

Najważniejsze zalety lampy NBV-30 SLW

- **Promiennik UV-C 30 W** – skuteczne wsparcie dezynfekcji pomieszczeń metodą UV-C,
- **Cyfrowy licznik czasu pracy** z wyświetlaczem LED – wygodna kontrola eksploatacji,
- **Sygnał dźwiękowy** informujący o konieczności wymiany promiennika,
- **Wysokojakościowy aluminiowy odbłyśnik** – lepsze ukierunkowanie promieniowania,
- **Możliwość ustawienia kąta naświetlania (obrót 230°)** – większa elastyczność pracy,
- **Praca ciągła** – urządzenie dostosowane do zastosowań profesjonalnych.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się NBV-30 SLW?

Lampa UV-C NBV-30 SLW jest przeznaczona do dezynfekcji w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie ma zachowanie wysokiego standardu higieny. To praktyczny wybór dla personelu medycznego i technicznego, który potrzebuje urządzenia łatwego w obsłudze, przewidywalnego w eksploatacji i przystosowanego do regularnej pracy.

- bloki operacyjne,
- gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
- sale chorych,
- przychodnie i punkty medyczne,
- laboratoria,
- apteki,
- zakłady przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.

Dane techniczne - Lampa bakteriobójcza NBV-30 SLW

- **Pobór mocy:** 33 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 30 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 2,3 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 12-15 m²
- **Obrót lampy (kąt naświetlania):** 230°
- **Klasa zabezpieczenia ppoż.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 960 × 85 × 135 mm
- **Masa kopuły:** 3 kg
- **Długość wysięgnika:** 500 mm
- **Typ licznika:** z wyświetlaczem 4-palowym
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką

Ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania

Lampa jest urządzeniem wykorzystującym promieniowanie UV-C, dlatego powinna być stosowana zgodnie z instrukcją producenta oraz procedurami BHP obowiązującymi w danej placówce. Dobór czasu naświetlania należy dostosować do rodzaju pomieszczenia, jego kubatury, odległości od źródła promieniowania oraz przyjętej procedury dezynfekcji.

W praktyce placówek medycznych bardzo ważna jest nie tylko skuteczność działania, ale również **kontrola czasu pracy promiennika, terminowa wymiana źródła UV-C i powtarzalność procedur**. Właśnie dlatego model NBV-30 SLW z licznikiem i sygnalizacją serwisową jest chętnie wybierany do regularnej eksploatacji.

Dlaczego warto kupić NBV-30 SLW w Salemed.pl?

W sklepie Salemed.pl znajdziesz profesjonalne wyposażenie medyczne i rozwiązania do dezynfekcji UV-C dopasowane do różnych zastosowań – od gabinetów po placówki o większym natężeniu pracy. Przy wyborze odpowiedniego modelu warto porównać także inne lampy z serii NBV/NBVE oraz urządzenia przepływowe, jeśli dezynfekcja ma odbywać się w obecności personelu lub pacjentów (zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia).

Zobacz również:

- [Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#)
- [Lampy wirusobójcze wielokierunkowe UV-C](#)

FAQ, najczęściej zadawane pytania

1) Do czego służy lampa bakteriobójcza NBV-30 SLW?

Lampa NBV-30 SLW służy do dezynfekcji z użyciem promieniowania UV-C w pomieszczeniach wymagających wysokiego poziomu higieny, np. w gabinetach zabiegowych, salach chorych, laboratoriach i aptekach.

2) Co oznacza licznik z wyświetlaczem w modelu NBV-30 SLW?

Licznik czasu pracy pozwala kontrolować eksploatację promiennika UV-C. Ułatwia planowanie wymiany źródła światła i utrzymanie skuteczności działania urządzenia w dłuższym czasie.

3) Czy lampa informuje o konieczności wymiany promiennika?

Tak, model NBV-30 SLW posiada sygnalizację dźwiękową przypominającą o konieczności wymiany promiennika, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo eksploatacji.

4) Jaką powierzchnię może dezynfekować ten model?

Deklarowana dezynfekowana powierzchnia wynosi 12-15 m². Rzeczywisty efekt zależy m.in. od układu pomieszczenia, czasu naświetlania i warunków stosowania.

5) Czy lampa nadaje się do pracy w placówkach medycznych?

Tak, jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i opisywana jako odpowiednia m.in. do gabinetów, sal chorych, laboratoriów i przychodni. Produkt posiada także Atest PZH

6) Na co zwrócić uwagę przy użytkowaniu lampy UV-C?

Należy stosować urządzenie zgodnie z instrukcją producenta i procedurami BHP. Kluczowe są: prawidłowy czas pracy, sposób montażu, kontrola licznika oraz terminowa wymiana promiennika UV-C.

W praktyce placówek medycznych skuteczność dezynfekcji UV-C zależy nie tylko od parametrów lampy, ale również od powtarzalności procedury i kontroli czasu pracy promiennika. Dlatego modele z licznikiem i sygnalizacją serwisową, takie jak NBV-30 SLW, pomagają utrzymać wysoki standard organizacji pracy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.