

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-do-fototerapii-bilibed-p-689.html>



Lampa do fototerapii BILIBED

Numer katalogowy

SM-M-LDFN-BB

Opis produktu

Produkt z kategorii: lampy do fototerapii

BILIBEAD to innowacyjna lampa, która swoją konstrukcją została przystosowana do umieszczania bezpośrednio w łóżeczku. Noworodka w specjalnym kombinezonie (w standardowym wyposażeniu znajdują się 2 kombinezony, które można prać w temperaturze 60-95 stopni Celsjusza) umieszcza się na płycie lampy wyposażonej w efektywny reflektor i energooszczędną świetlówkę emitującą światło niebieskie o długości fal 420 - 480 nm.

Lampa ta zapewnia wysoki efekt terapeutyczny a wszystko to dzięki zminimalizowaniu odległości. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, natężenie promieni na powierzchnię ciała maleństwa wynosi aż 60 uw/cm/rm.

Ponieważ działanie lampy nie wpływa na pozostałe dzieci, matkę lub personel medyczny, dziecko może przebywać w tym samym pokoju co matka.

Kolejnymi atutami lampy BILIBEAD jest mobilność, zwartość konstrukcji oraz prostota obsługi, która ułatwia pielęgnację maluszka. Aby zapewnić jak największy komfort użytkownika, producent wyposażył lampę w cyfrowy licznik czasu pracy lampy oraz cyfrowy licznik naświetlania pacjenta. Promieniowanie jest całkowicie bezpieczne, dlatego nie jest wymagana ochrona oczu dziecka, natomiast cicha praca wentylatora zapewnia wymianę powietrza wokół świetlówki.

LAMPA DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW BILIBEAD POSIADA GWARANCJĘ NA 24 MIESIĄCE

PRODUKT POSIADA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE I WPIS DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH

Cechy lampy do fototerapii BILIBEAD:

- innowacyjna lampa,
- umieszczana bezpośrednio w łóżeczku,
- dwa kombinezony na wyposażeniu,
- na płycie reflektor i energooszczędna świetlówka,
- światło emitowane o długości fal 420 - 480 nm,
- żywotność świetlówki: do 1500 godzin,
- wysoki efekt terapeutyczny,
- natężenie promieni wynosi 60 uw/cm/rm,

-
- działanie urządzenia nie wpływa na osoby z otoczenia,
 - mobilność, zwartość konstrukcji,
 - prostota obsługi,
 - komfort użytkowania,
 - cyfrowy licznik czasu pracy lampy,
 - cyfrowy licznik naświetlania pacjenta,
 - promieniowanie całkowicie bezpieczne,
 - nie wymagana jest ochrona oczu,
 - cicha praca wentylatora,
 - produkcji szwajcarskiej,
 - zasilanie 230V,
 - częstotliwość 50-60Hz
 - moc 30W,
 - załącznik START/STOP
 - wymiary: 33 x 63 x 13cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.