

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-sollux-stolowa-ls-1-p-293.html>



Lampa Sollux stołowa LS-1

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-PEM-LST-1

Opis produktu

Produkt z kategorii: Lampa Sollux

Stołowa lampa LS-1 używana jest do rehabilitacji bezpośredniej między innymi w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizyoterapeutycznych, kosmetycznych jak również w domu pacjenta. Lampa ta przeznaczona jest do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych. Działanie lampy powoduje efekt ogrzania skóry, który wywoływany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A oraz o małym zakresie typu IR-B. Efekt ogrzania wywołuje odczyny ogólne, które bardzo dobrze wpływają na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej. Możliwość ustawienia lampy na stole, biurku czy blacie sprawia, że jest łatwa i wygodna w użyciu. Prezentowana lampa z powodzeniem stosowana jest do leczenia stanów zapalnych nerwów czaszkowych, stanów zapalnych stawów, stanów po zapaleniu nerwów międzyżebrowych, stanów po oparzeniach, pólpaśca, przykurczy, blizny, zrostów, zapalenia zatok, trądziku oraz odmrożeń. Wymiary lampy wynoszą: 32 x 32 x 16 cm, a jej waga to 4 kg.

Produkt posiada 24 miesiące gwarancji oraz Certyfikat CE 1451!

Cechy lampy:

- promieniowanie podczerwone IR-A i IR-B
- stosowane w szpitalach, przychodniach, w domu pacjenta
- stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych
- efekt ogrzania skóry o 1°C
- wpływa na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej
- stalowa konstrukcja
- wygodna i łatwa w użyciu
- solidne i estetyczne wykonanie

Parametry techniczne:

- promiennik IR-1: 375 W
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- chłodzenie -> wymuszone
- gęstość mocy promieniowania: $\geq 0,3 \text{ W/cm}^2$
- zalecane odległości naświetlań:
 - > bez filtrów: 40 - 50 cm
 - > z filtrami: 10 - 30 cm
- mocowanie: wersja stołowa
- waga: 4 kg

- wymiary: 32 x 32 x 16 cm

Wyposażenie lampy:

- okulary ochronne operatora
- okulary ochronne pacjenta
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- siatka zabezpieczająca

- gwarancja na 24 miesiące

- certyfikat CE 1451.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.