

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-sollux-stolowa-ls-2-p-294.html>



Lampa Sollux stołowa LS-2

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-PEM-LST-2

Opis produktu

Produkt z kategorii: Lampa Sollux

Ta stołowa lampa Sollux wykorzystywana jest do zabiegów ciepło-leczniczych. Działanie lampy powoduje zjawisko ogrzania skóry o 1°C. Zjawisko to wywołane jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A oraz o małym zakresie typu IR-B. Ponadto efekt ogrzania powoduje odczyny ogólne, które mają pozytywny wpływ na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej. Stołowa lampa LS-2 używana jest do rehabilitacji bezpośredniej między innymi w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizykoterapeutycznych, kosmetycznych jak również w domu pacjenta. Dzięki możliwości mocowania lampy na stole, biurku sprawia, że jest łatwa, poręczna i wygodna w użyciu. Dodatkowo cechuje się płynną regulacją mocy naświetlenia. Lampa ta wykorzystywana jest do leczenia stanów zapalnych nerwów czaszkowych, stanów zapalnych stawów, stanów po zapaleniu nerwów międzyżebrowych, stanów po oparzeniach, pólpaśca, przykurczy, blizny, zrostów zapalenia zatok, trądzika oraz odmrożeń.

Wymiary lampy wynoszą: 32x 32 x 16cm, a jej waga to 4 kg.

Produkt posiada 24 miesiące gwarancji oraz Certyfikat CE 1451!

Cechy lampy:

- promieniowanie podczerwone IR-A i IR-B
- **płynna regulacja mocy naświetlenia**
- stosowane w szpitalach, przychodniach, w domu pacjenta
- stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych
- efekt ogrzania skóry o 1°C
- wpływa na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej
- stalowa konstrukcja
- wygodna i łatwa w użyciu
- solidne i estetyczne wykonanie
- 24 miesiące gwarancji

Parametry techniczne:

- promiennik IR-1: 375 W
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- chłodzenie -> wymuszone
- płynna regulacja mocy naświetlenia
- gęstość mocy promieniowania: $\geq 0,3\text{W/cm}^2$

-
- zalecane odległości naświetlań:
 - > bez filtrów: 40 - 50 cm
 - > z filtrami: 10 - 30 cm
 - mocowanie: wersja stołowa
 - waga: 4 kg
 - wymiary: 32 x 32 x 16 cm

Wposażenie lampy:

- okulary ochronne operatora
- okulary ochronne pacjenta
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- siatka zabezpieczająca
- gwarancja na 24 miesiące
- certyfikat CE 1451.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.