

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-sollux-stolowa-ls-3-p-295.html>



Lampa Sollux stołowa LS-3

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-PEM-LST-3

Opis produktu

Produkt z kategorii: Lampa Sollux

Ta stołowa lampa Sollux z powodzeniem stosowana jest w zabiegach ciepło-leczniczych. Jej działanie powoduje ogrzanie skóry o 1°C. Działanie to wywołane jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A oraz o małym zakresie typu IR-B. Poza tym ogrzanie tkanek wywołuje odczyny ogólne, które mają korzystny wpływ na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej. Stołowa lampa SL-3 ma zastosowanie w rehabilitacji bezpośredniej między innymi w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizykoterapeutycznych, kosmetycznych jak również w domu pacjenta. Lampa mocowana jest na stole lub biurku co sprawia, że jest łatwa, poręczna i wygodna w użyciu. Dodatkową zaletą tej lampy jest płynna regulacja mocy naświetlenia oraz automatyczne odmierzenie czasu naświetlenia. Lampa ta wykorzystywana jest do leczenia wielu dolegliwości takich jak stany zapalne nerwów czaszkowych, stany zapalne stawów, stany po zapaleniu nerwów międzyżebrowych, stany po oparzeniach, półpasiec, przykurcze, blizny, zrosty, zapalenie zatok, trądzik oraz odmrożenia. Wymiary lampy wynoszą: 32 x 32 x 16 cm, a jej waga to 4 kg.

Produkt posiada gwarancję 24 miesiące oraz Certyfikat CE 1451!

Cechy lampy:

- promieniowanie podczerwone IR-A i IR-B
- płynna regulacja mocy naświetlenia
- stosowane w szpitalach, przychodniach, w domu pacjenta
- stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych
- automatyczne odmierzenie czasu naświetlania: 10, 15, 20, 25 min.
- efekt ogrzania skóry o 1°C
- wpływa na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej
- stalowa konstrukcja
- wygodna i łatwa w użyciu
- solidne i estetyczne wykonanie

Parametry techniczne:

- promiennik IR-1: 375 W
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- chłodzenie -> wymuszone
- **płynna regulacja mocy naświetlenia**
- **automatyczne odmierzenie czasu naświetlania: 10, 15, 20, 25 min.**

-
- gęstość mocy promieniowania: $\geq 0,3\text{W/cm}^2$
 - zalecane odległości naświetlań:
 - > bez filtrów: 40 - 50 cm
 - > z filtrami: 10 - 30 cm
 - mocowanie: wersja stołowa
 - waga: 4 kg
 - wymiary: 32 x 32 x 16 cm

Wyposażenie lampy:

- okulary ochronne operatora
- okulary ochronne pacjenta
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- siatka zabezpieczająca

- gwarancja na 24 miesiące

- certyfikat CE 1451.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.