

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-sollux-ze-statywem-ls-1-p-287.html>



Lampa Sollux ze statywem LS-1

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-PEM-LSW-1

Opis produktu

Produkt z kategorii: Lampa Sollux

Prezentowana lampa LS-1 z powodzeniem stosowana jest w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizykoterapeutycznych, kosmetycznych, a nawet w domu pacjenta do rehabilitacji bezpośredniej. Lampa Sollux przeznaczona jest do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych. Podczas stosowania lampy następuje efekt ogrzania skóry, który wywołany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A oraz małym zakresie typu IR-B. Taki efekt ogrzania powoduje odczyny ogólne, które pozytywnie wpływają na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej.

Zabiegi cieplne wykonywane lampą LS-1 mogą być stosowane do leczenia stanów zapalnych nerwów czaszkowych, stanów zapalnych stawów, stanów po zapaleniu nerwów międzyżebrowych, stanów po oparzeniach, pólpaśca, przykurczy, blizn, zrostów zapalenia zatok, trądziku oraz odmrożeń.

Statyw lampy SL-1 wykonany jest ze stali. Wysuwana część statywu jest chromowana, a dolna malowana farbą proszkową. Na statywie lampy zamocowany jest pojemnik na akcesoria. Ponadto podstawa lampy posiada 5 jezdnych kółek i wykonana jest ze sztucznego tworzywa. Podstawa dodatkowo została wyposażona w hamulec, który zapewnia stabilność oraz zabezpiecza przed przesuwaniem. Istną zaletą tej lampy jest możliwość regulacji wysokości oraz odległości naświetleń.

Wymiary lampy wynoszą: 155 x 42 x 16 cm, a jej waga to 10 kg.

Produkt posiada 24 miesiące gwarancji oraz Certyfikat CE 1451!

Cechy lampy:

- promieniowanie podczerwone IR-A i IR-B
- stosowane w szpitalach, przychodniach, w domu pacjenta
- stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych
- efekt ogrzania skóry o 1°C
- wpływa na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej
- stalowa konstrukcja
- wysuwana część statywu chromowana
- regulacja wysokości statywu
- pojemnik na akcesoria
- jezdna podstawa z hamulcem
- podstawa wykonana ze sztucznego tworzywa

-
- posiada 5 jezdnych kółek
 - solidne i estetyczne wykonanie

Parametry techniczne:

- promiennik IR-1: 375 W
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- chłodzenie -> wymuszone
- gęstość mocy promieniowania: $\geq 0,3\text{W/cm}^2$
- zalecane odległości naświetlań:
 - > bez filtrów: 40 - 50 cm
 - > z filtrami: 10 - 30 cm
- mocowanie: podstawa jezdna z hamulcem
- waga: 10 kg
- wymiary: 155 x 42 x 16 cm

Wyposażenie lampy:

- okulary ochronne operatora
- okulary ochronne pacjenta
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- siatka zabezpieczająca
- gwarancja na 24 miesiące
- certyfikat CE 1451.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.