

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-sollux-ze-statywem-ls-2-p-289.html>



Lampa Sollux ze statywem LS-2

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-PEM-LSW-2

Opis produktu

Produkt z kategorii: Lampa Sollux

Lampa LS-2 stosowana jest w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizykoterapeutycznych, kosmetycznych, jak również w domu pacjenta do rehabilitacji bezpośredniej. Lampa ta przeznaczona jest do użytkowania w zabiegach ciepło-leczniczych. Podczas stosowania lampy następuje efekt ogrzania skóry, który wywołany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A oraz małym zakresie typu IR-B. Zjawisko ogrzania skóry powoduje odczyny ogólne, które wpływają korzystnie na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej. LS-2 to lampa, która posiada płynną regulację naświetleń oraz estetyczny wygląd.

Zabiegi ciepłe wykonywane za pomocą lampy mogą być zastosowane do leczenia różnych dolegliwości takich jak stany zapalne nerwów czaszkowych, stany zapalne stawów, stany po zapaleniu nerwów międzyżebrowych, stany po oparzeniach, półpasiec, przykurcz, blizny, zrosty, zapalenie zatok, trądzik oraz odmrożenia.

Jednym z głównym elementem lampy jest statyw wykonany ze stali. Jego wysuwana część jest chromowana, a dolna malowana farbą proszkową. Na statywie przymocowany jest pojemnik na akcesoria. Ponadto podstawa lampy wyposażona jest w 5 jezdnych kółek i wykonana ze sztucznego tworzywa. Podstawa dodatkowo posiada hamulec, który zapewnia stabilność oraz zabezpiecza przed przesuwaniem. Istotną zaletą tej lampy jest możliwość regulacji wysokości oraz odległości naświetleń. Wymiary lampy wynoszą: 155 x 42 x 16cm, a jej waga to 10 kg.

Produkt posiada gwarancję 24 miesiące oraz Certyfikat CE 1451!

Cechy lampy:

- promieniowanie podczerwone IR-A i IR-B
- **płynna regulacja naświetlenia**
- stosowane w szpitalach, przychodniach, w domu pacjenta
- stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych
- efekt ogrzania skóry o 1°C
- wpływa na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej
- stalowa konstrukcja
- wysuwana część statywu chromowana
- regulacja wysokości statywu
- pojemnik na akcesoria
- jezdna podstawa z hamulcem
- podstawa wykonana ze sztucznego tworzywa
- posiada 5 jezdnych kółek
- solidne i estetyczne wykonanie

Parametry techniczne:

- promiennik IR-1: 375 W
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- chłodzenie -> wymuszone
- płynna regulacja mocy naświetlenia
- gęstość mocy promieniowania: $\geq 0,3\text{W/cm}^2$
- zalecane odległości naświetlań:
 - > bez filtrów: 40 - 50 cm
 - > z filtrami: 10 - 30 cm
- mocowanie: podstawa jezdna z hamulcem
- waga: 10 kg
- wymiary: 155 x 42 x 16 cm

Wyposażenie lampy:

- okulary ochronne operatora
- okulary ochronne pacjenta
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- siatka zabezpieczająca

- gwarancja na 24 miesiące

- certyfikat CE 1451.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.