

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-sollux-ze-statywem-ls-3-p-290.html>



## Lampa Sollux ze statywem LS-3

Dostępność

**WYCOFANY ZE  
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-PEM-LSW-3**

### Opis produktu

#### Produkt z kategorii: Lampa Sollux

LS-3 to lampa ze statywem, która stosowana jest w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizykoterapeutycznych, kosmetycznych, a także w domu pacjenta do rehabilitacji bezpośredniej. Lampa wykorzystywana jest w zabiegach ciepło-leczniczych. LS-3 do naświetleń wykorzystuje światło podczerwone, które wywołuje efekt ogrzania skóry. W lampie występuje promieniowanie podczerwone typu IR-A oraz o małym zakresie typu IR-B. Zjawisko ogrzania skóry powoduje odczyny ogólne, które wpływają korzystnie na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej. Lampę LS-3 charakteryzuje płynna regulacja naświetleń oraz automatyczne odmierzenie ich czasu.

Zabiegi cieplne wykonywane za pomocą lampy stosowane są do leczenia różnych schorzeń takich jak: stany zapalne nerwów czaszkowych, stany zapalne stawów, stany po zapaleniu nerwów międzyżebrowych, stany po oparzeniach, półpasiec, przykurcz, blizny, zrosty, zapalenie zatok, trądzik oraz odmrożenia.

Ważnym elementem lampy jest statyw wykonany ze stali. Jego wysuwana część jest chromowana, a dolna malowana farbą proszkową. Na statywie zamocowany jest pojemnik na akcesoria. Poza tym podstawa lampy wyposażona jest w 5 jezdnych kółek i wykonana ze sztucznego tworzywa. Podstawa dodatkowo posiada hamulec, który zapewnia stabilność oraz zabezpiecza przed przesuwaniem. Istotną zaletą tej lampy jest możliwość regulacji wysokości oraz odległości naświetleń.

Wymiary lampy wynoszą: 155 x 42 x 16 cm, a jej waga to 10 kg.

**Produkt posiada 24 miesiące gwarancji oraz Certyfikat CE 1451!**

#### Cechy lampy:

- promieniowanie podczerwone IR-A i IR-B
- **płynna regulacja naświetlenia**
- **automatyczne odmierzenie czasu naświetlania: 10, 15, 20, 25 min.**
- stosowane w szpitalach, przychodniach, w domu pacjenta
- stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych
- efekt ogrzania skóry o 1°C
- wpływa na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej
- stalowa konstrukcja
- wysuwana część statywu chromowana
- regulacja wysokości statywu
- pojemnik na akcesoria
- jezdna podstawa z hamulcem
- podstawa wykonana ze sztucznego tworzywa
- posiada 5 jezdnych kółek
- solidne i estetyczne wykonanie

- 
- 24 miesiące gwarancji

Parametry techniczne:

- promiennik IR-1: 375 W
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- chłodzenie -> wymuszone
- płynna regulacja naświetlenia
- automatyczne odmierzenie czasu naświetlania: 10, 15, 20, 25 min.
- gęstość mocy promieniowania:  $\geq 0,3\text{W/cm}^2$
- zalecane odległości naświetlań:
  - > bez filtrów: 40 - 50 cm
  - > z filrami: 10 - 30 cm
- mocowanie: podstawa jezdna z hamulcem
- waga: 10 kg
- wymiary: 155 x 42 x 16 cm

Wypożyczenie lampy:

- okulary ochronne operatora
- okulary ochronne pacjenta
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- siatka zabezpieczająca

- gwarancja na 24 miesiące

- certyfikat CE 1451.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.