

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lawka-kapielowa-p-1349.html>

## Ławka na wannę dla seniora 73-78 cm TGR-R LW 794L-1



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>140,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>129,63 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>218,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-794L-1</b> |

### Opis produktu

Ławka na wannę dla seniora 73-78 cm - lekka ławeczka nawannowa do codziennego mycia

**Ławka na wannę dla seniora TGR-R LW 794L-1** to lekkie siedzisko pomocnicze do mycia w wannie, przeznaczone dla osób starszych, osłabionych, po zabiegach lub z ograniczoną sprawnością ruchową. Produkt pozwala usiąść wyżej podczas higieny, bez konieczności schodzenia na dno wanny i bez długiego stania podczas mycia.

Jeżeli potrzebujesz nie tylko prostej ławeczki nakładanej na wannę, ale także stabilniejszego siedziska z podparciem pleców, sprawdź również [ławkę do wanny z oparciem dla seniora](#). To model wgłębny Timago KING-BSB-20, który może być lepszym wyborem dla osoby starszej lub mniej sprawnej podczas codziennej kąpieli.

Ten model jest prostą **ławeczką nawannową bez oparcia i bez uchwyty boczne**. Sprawdza się wtedy, gdy użytkownik potrzebuje lekkiej, łatwej do założenia ławki na wannę, a nie rozbudowanego siedziska z oparciem, uchwytem lub mechanizmem obrotowym.

Jeżeli potrzebujesz węższej stalowej ławeczki nawannowej o długości 69 cm i udźwigu do 120 kg, sprawdź także [ławeczkę na wannę ŁNW 69 cm dla seniora](#). Ten model nie ma oparcia ani uchwyty, dlatego będzie odpowiedni dla osoby szukającej prostego siedziska do kąpieli.

### Dla kogo jest ta ławka do wanny?

Ławka **TGR-R LW 794L-1** jest przeznaczona dla osób, które mają trudność z długim staniem w wannie albo z siadaniem nisko na jej dnie. Może pomóc seniorowi, osobie po osłabieniu, użytkownikowi w trakcie rekonwalescencji lub opiekunowi, który chce ułatwić codzienną higienę domową.

Produkt może być wyszukiwany również jako **siedzisko do wanny, siedzisko na wannę, ławeczka nawannowa, ławka do wanny dla osoby starszej** albo **pomoc do kąpieli dla seniora**. Jeżeli kompletujesz bezpieczną łazienkę, sprawdź również kategorię [artykuły sanitarne](#).

### Najważniejsze zalety modelu **TGR-R LW 794L-1**

- **Regulowana szerokość 73-78 cm** - pozwala dopasować ławkę do wybranych wanien.
- **Do wanien o szerokości wewnętrznej 47-52 cm** - przed zakupem należy zmierzyć wannę od wewnętrznej krawędzi do wewnętrznej krawędzi.
- **Siedzisko 41x23 cm** - zapewnia miejsce do siedzenia podczas mycia.

- 
- **Lekka konstrukcja 1,8 kg** – ławkę można łatwo założyć, zdjąć i przenieść.
  - **Aluminiowa rama** – dobrze sprawdza się w wilgotnym środowisku łazienki.
  - **Montaż bez narzędzi** – produkt nie wymaga stałego przykręcania do ściany ani wanny.
  - **Udźwig do 100 kg** – odpowiedni dla użytkowników mieszczących się w podanym limicie obciążenia.

## Kiedy wybrać tę ławkę, a kiedy inny model?

Ten model warto wybrać, gdy najważniejsze są: lekkość, prosty montaż, szybkie zakładanie na wannę i możliwość siedzenia podczas mycia. To dobra propozycja dla osoby, która nie potrzebuje oparcia, bocznego uchwyty ani mechanizmu obrotowego.

Jeżeli użytkownik potrzebuje dodatkowego podparcia dłoni, lepszym wyborem może być [ławka do wanny z uchwytem PCV 70 cm](#). Przy potrzebie podparcia pleców warto wybrać [ławkę wgłębną z oparciem do wanny](#). Jeżeli natomiast największą trudność sprawia obrócenie ciała po siadaniu i ustawienie się w kierunku wnętrza wanny, należy porównać ten prosty model z [ławką wannową Turn360 z obrotem 360°](#). Turn360 posiada blokadę pozycji, oparcie i dwa uchwyty boczne, natomiast TGR-R LW 794L-1 pozostaje lżejszym rozwiązaniem dla osoby, która nie potrzebuje mechanizmu obrotowego. Do kabiny prysznicowej zamiast ławki nakładanej na wannę lepiej dobrać [krzesło prysznicowe](#).

## Jak zmierzyć wannę przed zakupem?

Przed zakupem zmierz szerokość zewnętrzną w miejscu, w którym ławka będzie opierać się na rantach wanny, oraz szerokość wewnętrzną wanny. Model **TGR-R LW 794L-1** ma regulację całkowitą **73-78 cm** i jest przeznaczony do wanien o szerokości wewnętrznej około **47-52 cm**.

Jeżeli wanna ma inne wymiary, ranty są bardzo wąskie albo użytkownik potrzebuje stabilniejszego podparcia, warto porównać tę ławkę z innymi modelami do wanny. Dobrze dobrane siedzisko powinno stabilnie opierać się na wannie i być dopasowane zarówno do wymiarów łazienki, jak i sprawności użytkownika.

## Dane techniczne

| Parametr                            | Wartość                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt                             | Ławka na wannę dla seniora         |
| Model / numer katalogowy            | <b>TGR-R LW 794L-1</b>             |
| Kod EAN                             | 5902983721222                      |
| Szerokość całkowita                 | 73-78 cm                           |
| Zalecana szerokość wewnętrzna wanny | 47-52 cm                           |
| Wymiar wgłębny                      | 14 cm                              |
| Wymiary siedziska                   | 41x23 cm                           |
| Waga                                | 1,8 kg                             |
| Maksymalne obciążenie               | 100 kg                             |
| Konstrukcja                         | aluminiowa                         |
| Montaż                              | bez użycia narzędzi                |
| Zastosowanie                        | mycie w wannie w pozycji siedzącej |