

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lawka-wglebna-z-oparciem-do-wanny-p-2288.html>



Ławka do wanny z oparciem dla seniora Timago KING-BSB-20

Cena brutto	217,00 zł
Cena netto	200,93 zł
Cena poprzednia	229,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KING-BSB-20

Opis produktu

Ławka do wanny z oparciem dla seniora Timago KING-BSB-20

Ławka do wanny z oparciem Timago KING-BSB-20 to regulowane siedzisko kąpielowe przeznaczone dla osób, które potrzebują stabilnego podparcia podczas korzystania z wanny. Produkt sprawdzi się u seniorów, osób starszych, osób po zabiegach, osób z ograniczoną mobilnością oraz użytkowników, którzy mają trudność ze staniem podczas kąpieli.

Model ma konstrukcję wgłębną, dlatego siedzisko znajduje się niżej niż w przypadku wielu prostych desek nakładanych na wannę. Dzięki temu ławka może być wygodniejsza dla osoby, która chce siedzieć stabilniej podczas mycia. Oparcie poprawia komfort pleców, a regulowana szerokość pozwala dopasować ławkę do różnych wanien.

Siedzisko do wanny, ławeczka na wannę czy ławka kąpielowa?

Klienci różnie nazywają ten typ produktu: **ławka do wanny**, **siedzisko do wanny**, **ławeczka na wannę**, **krzesółko do wanny** albo **ławka kąpielowa**. W praktyce chodzi o pomoc łazienkową, która umożliwi wygodniejsze siedzenie podczas kąpieli i ogranicza konieczność długiego stania w wannie.

Ten model jest szczególnie dobrym wyborem wtedy, gdy zwykła deska na wannę jest zbyt prosta, a użytkownik potrzebuje dodatkowego oparcia dla pleców. To rozwiązanie do domowej łazienki, mieszkania seniora, opieki domowej oraz miejsca, w którym z wanny korzysta osoba z obniżoną sprawnością ruchową.

Jeżeli oprócz oparcia użytkownik potrzebuje również bocznego uchwytu ułatwiającego stabilniejsze przesiadanie się do wanny, warto porównać ten model z [siedziskiem do wanny z oparciem i uchwytem BathTim](#). BathTim będzie lepszym wyborem dla osoby, która potrzebuje dodatkowego punktu podparcia podczas siadania, przenoszenia nóg do wanny i wychodzenia po kąpieli.

Kiedy wybrać ławkę z oparciem, a kiedy model bez oparcia?

Jeżeli użytkownik potrzebuje podparcia pleców podczas kąpieli, model Timago KING-BSB-20 z oparciem będzie bezpieczniejszym i wygodniejszym wyborem niż prosta deska na wannę. Oparcie pomaga utrzymać stabilniejszą pozycję siedzącą, szczególnie u seniora, osoby osłabionej lub użytkownika z ograniczoną mobilnością.

Jeżeli jednak osoba korzystająca z wanny samodzielnie utrzymuje pozycję siedzącą i szuka lżejszego, prostszego siedziska bez oparcia, warto sprawdzić także [ławkę do wanny dla seniora KING BS-20 bez oparcia](#). To regulowana ławeczka do wanny 67-77 cm, która nie wymaga wiercenia ani stałego montażu.

KING-BSB-20 sprawdzi się wtedy, gdy użytkownik potrzebuje niżej osadzonego, nieruchomego siedziska oraz podparcia pleców. Jeżeli jednak największą trudność sprawia obrócenie ciała po siadaniu i ustawienie się w kierunku wnętrza wanny, warto porównać ten model z [siedziskiem obrotowym do wanny Turn360](#). Turn360 posiada obrót 360° z blokadą pozycji, oparcie i dwa uchwyty boczne, dlatego jest przeznaczona dla osoby, której nieruchoma ławka nie ułatwia zmiany kierunku ustawienia.

Dla kogo przeznaczona jest ławka do wanny z oparciem?

Ławka do wanny z oparciem będzie odpowiednia dla osób, które chcą zwiększyć komfort i bezpieczeństwo codziennej higieny bez remontu łazienki. Może pomóc wtedy, gdy wejście do wanny, utrzymanie równowagi lub dłuższe stanie podczas mycia jest męczące albo niepewne.

Produkt polecany jest szczególnie dla seniorów, osób starszych, osób po kontuzjach, osób po operacjach oraz użytkowników, którzy potrzebują stabilnego siedziska kąpielowego. Jeżeli kompletujesz wyposażenie łazienki pod kątem bezpieczeństwa, zobacz również kategorię [artykuły sanitarne](#) oraz [poręcze dla niepełnosprawnych](#).

Najważniejsze zalety ławki Timago KING-BSB-20

- **Wgłębne siedzisko do wanny** - pozwala siedzieć niżej niż na klasycznej desce nakładanej na wannę.
- **Oparcie dla pleców** - poprawia komfort podczas kąpieli i daje użytkownikowi dodatkowe podparcie.
- **Regulacja szerokości 67-77 cm** - ułatwia dopasowanie ławki do różnych wanien.
- **Antypoślizgowe nasadki** - pomagają ograniczyć przesuwanie się ławki podczas użytkowania.
- **Lekka aluminiowa rama** - ułatwia przenoszenie, zakładanie i zdejmowanie ławki.
- **Siedzisko 37x30 cm** - zapewnia stabilną powierzchnię do siedzenia podczas mycia.
- **Bez stałego montażu** - ławka nie wymaga remontu ani mocowania do ściany.

Kiedy wybrać ławkę wgłębną do wanny?

Ławkę wgłębną warto wybrać wtedy, gdy użytkownik potrzebuje wygodniejszego siedziska niż zwykła nakładka na wannę. Wgłębna konstrukcja pozwala usiąść niżej, a oparcie zapewnia dodatkowe podparcie pleców. To ważne zwłaszcza u osób starszych i mniej sprawnych, które nie czują się pewnie podczas kąpieli.

Jeżeli szukasz prostszego modelu, możesz sprawdzić także [ławeczkę na wannę dla seniora](#). Jeżeli natomiast zależy Ci na stalowej ławeczce bez oparcia i uchwytu, sprawdź także [stalową ławeczkę na wannę ŁNW 69 cm dla seniora](#) z udźwigiem do 120 kg. Jeśli potrzebne jest dodatkowe boczne podparcie, zobacz również [ławkę do wanny z oparciem i uchwytem bocznym](#).

Jaką ławkę lub siedzisko do wanny wybrać?

Potrzeba użytkownika

Potrzebujesz prostego siedziska nakładanego na wannę

Potrzebujesz stabilniejszego siedzenia i oparcia pleców

Użytkownik ma problem z obracaniem się podczas wchodzenia do wanny

Potrzebne jest dodatkowe boczne podparcie

Najlepsze rozwiązanie

[ławeczka na wannę dla seniora](#)

ławka do wanny z oparciem Timago KING-BSB-20

[obrotowa ławka na wannę](#)

[ławka do wanny z oparciem i uchwytem bocznym](#)

Dane techniczne

Typ produktu

Rodzaj konstrukcji

Model

Numer katalogowy

Szerokość całkowita

Szerokość wewnętrzna

Wymiar wgłębny

Wymiary siedziska

Waga

Maksymalne obciążenie

Rama

Zabezpieczenie

Zastosowanie

ławka do wanny z oparciem, siedzisko kąpielowe

ławka wgłębna do wanny

Timago KING-BSB-20

SM-TGO-BSB-20

67-77 cm

50-60 cm

18 cm

37x30 cm

1,80 kg

120 kg

aluminiowa

nasadki antypoślizgowe

kąpiel w wannie, wsparcie seniora, pomoc dla osób z ograniczoną mobilnością

Jak dobrać ławkę do swojej wanny?

Przed zakupem należy zmierzyć wannę i sprawdzić, czy jej szerokość pasuje do zakresu regulacji ławki. Model Timago KING-BSB-20 ma szerokość całkowitą 67-77 cm oraz szerokość wewnętrzną 50-60 cm. Dzięki temu może pasować do wielu

standardowych wanien, ale zawsze warto porównać te parametry z wymiarami własnej łazienki.

Ławka powinna stabilnie opierać się na krawędziach wanny, a nasadki antypoślizgowe powinny mieć pełny kontakt z powierzchnią. Po ustawieniu należy upewnić się, że produkt nie przesuwa się i jest prawidłowo dopasowany do szerokości wanny.

Dlaczego warto wybrać siedzisko do wanny z oparciem?

Siedzisko do wanny z oparciem ułatwia codzienną kąpiel osobie, która nie chce lub nie może długo stać w wannie. Pozwala usiąść podczas mycia, zmniejsza wysiłek i poprawia komfort korzystania z łazienki. To szczególnie ważne u seniorów i osób, które potrzebują większej stabilności podczas higieny.

Ławka Timago KING-BSB-20 łączy regulowaną konstrukcję, wygodne oparcie, lekką aluminiową ramę i antypoślizgowe nasadki. Dzięki temu jest praktycznym elementem wyposażenia łazienki dla osoby starszej, opiekuna lub użytkownika z ograniczoną sprawnością ruchową.