

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lekarski-cisnieniomierz-zegarowy-p-2892.html>

Lekarski ciśnieniomierz zegarowy



Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	125,00 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED-TM-H

Opis produktu

Lekarski ciśnieniomierz zegarowy

Ciśnieniomierz TM-H to aparat diagnostyczny który jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia systolicznego i diagnostycznego w wielu jednostkach medycznych. Osoby przeszkolone mogą go również używać w domu. TM-H jest różnie dobry jak wcześniejszy model czyli sphygmomanometr rtęciowy. Dzięki nowej konstrukcji nie powoduje żadnych szkód dla ciała człowieka - wysoki profil bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- Specjalistyczny zegarowy aparat
- Służy do pomiaru ciśnienia krwi
- Duże gabaryty ciśnieniomierza - komfort użytkowania wysoki w palcówkach medycznych
- Tarcza niezwykle czytelna o wymiarach śr. 125mm
- Sposób mocowania: ścianie biurku lub ruchomym statywie obrotowym
- Zakres pomiarowy: 0-300mmHg
- Przewód skrętny/spiralny trwały
- Dodatkowo koszyk na schowanie mankieta
- Standardowy mankieta na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu.

Skład zestawu

- Mankiet
- Ciśnieniomierz
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.