

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lekki-wozek-inwalidzki-dla-doroslych-p-3083.html>



Lekki wózek inwalidzki SIMPLE-TIM Timago

Cena brutto	820,00 zł
Cena netto	759,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SIMPLE-TIM

Opis produktu

Lekki aluminiowy wózek inwalidzki SIMPLE-TIM Timago

SIMPLE-TIM to składany, ręczny wózek inwalidzki dla dorosłych przeznaczony dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz trudnościami w samodzielnym poruszaniu się. Sprawdza się podczas transportu, spacerów i przemieszczania się na niewielkich odległościach — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Jeżeli porównujesz różne rozwiązania, zobacz także kategorię [ręcznych wózków inwalidzkich](#) dostępnych w SaleMED.

Aluminiowa rama, masa **14-16 kg**, łamane oparcie, szybkozłączka kół oraz zdejmowalne podnóżki ułatwiają codzienne użytkowanie, składanie i przewożenie wózka. Do wyboru są trzy szerokości siedziska oraz dwa rodzaje tylnych kół.

Dla kogo jest SIMPLE-TIM?

Ten model warto rozważyć, jeśli potrzebujesz lekkiego i składanego wózka do codziennego przemieszczania, transportu pacjenta lub spacerów na krótkich dystansach.

- dla dorosłych osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
- dla osób wymagających pomocy w przemieszczaniu się,
- dla opiekunów przewożących użytkownika w domu, placówce lub samochodzie,
- dla osób szukających aluminiowego wózka o masie 14-16 kg,
- dla użytkowników potrzebujących wyboru szerokości siedziska,
- dla osób, które chcą dopasować rodzaj tylnych kół do sposobu użytkowania,
- dla osób po amputacji kończyn — zgodnie z przeznaczeniem i po właściwym dopasowaniu wózka.

Kiedy SIMPLE-TIM nie będzie właściwym wyborem?

SIMPLE-TIM jest wózkiem ręcznym przeznaczonym do ogólnego zastosowania, transportu, spacerów i przemieszczania się na niewielkich odległościach. Nie będzie odpowiednim rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz wózka elektrycznego, modelu sportowego, wózka bariatrycznego albo specjalistycznej konstrukcji z funkcjami, których ten model nie posiada.

Przed zakupem zwróć uwagę na szerokość siedziska, maksymalną wagę użytkownika oraz rodzaj tylnych kół. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi **115 kg**.

Jeżeli użytkownik waży powyżej 115 kg albo potrzebuje największego dostępnego rozmiaru, sprawdź [stalowy wózek inwalidzki CLASSIC-TIM z poduszką](#). Wariant oznaczony przez producenta jako 51 cm ma rzeczywistą szerokość siedziska 50 cm i

dopuszczalne obciążenie do 135 kg. CLASSIC-TIM waży 18,6–21 kg, dlatego SIMPLE-TIM pozostaje lepszym wyborem, gdy najważniejsza jest aluminiowa konstrukcja o masie 14–16 kg oraz regulacja środka ciężkości.

Najważniejsze zalety wózka SIMPLE-TIM

- **Aluminiowa rama** zapewnia lekką konstrukcję.
- **Masa 14–16 kg** ułatwia składanie, przenoszenie i transport.
- **Podwójny krzyżak** wzmacnia składaną ramę.
- **Regulacja środka ciężkości** pozwala dopasować sposób prowadzenia wózka do użytkownika.
- **Łamane oparcie** ułatwia przygotowanie wózka do przewozu.
- **Szybkozłączka kół** przyspiesza demontaż tylnych kół.
- **Uchylnie i zdejmowalne podnóżki** ułatwiają przesiadanie oraz transport.
- **Uchylnie, profilowane podłokietniki** zwiększają funkcjonalność wózka.
- **Pas bezpieczeństwa, poduszka i taśma zabezpieczająca tyłki** znajdują się w wyposażeniu.
- **Aluminiowe ciągi** umożliwiają użytkownikowi prowadzenie wózka rękami.

Regulacja środka ciężkości — co daje?

Regulacja środka ciężkości pozwala zmienić ustawienie wózka względem osi tylnych kół. W praktyce wpływa to na sposób prowadzenia, manewrowania i rozłożenie ciężaru użytkownika.

Jest to istotna funkcja dla osób, które potrzebują lepszego dopasowania wózka niż w przypadku podstawowej konstrukcji bez regulacji. Ustawienie powinno zostać wykonane zgodnie z instrukcją użytkowania, najlepiej przez opiekuna lub osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie.

Jak dobrać szerokość siedziska?

SIMPLE-TIM jest dostępny w szerokościach **43, 46 i 48 cm**. Wybór należy dopasować do budowy ciała użytkownika, jego pozycji siedzącej oraz planowanego sposobu użytkowania.

Przed zakupem zmierz szerokość bioder użytkownika w ubraniu i wybierz wariant, który zapewni swobodne siedzenie, ale nie będzie nadmiernie szeroki. Siedzisko nie powinno uciskać bioder ani pozostawiać zbyt dużej przestrzeni po bokach.

Koła pompowane czy pełne?

W zależności od wybranego wariantu SIMPLE-TIM może mieć tylne koła pompowane albo pełne o średnicy 24 cali.

Koła pompowane
lepiej tłumią część nierówności
mogą zapewniać bardziej miękką jazdę
wymagają kontroli ciśnienia

Koła pełne
nie wymagają pompowania
są praktyczne przy częstym użytkowaniu
nie wymagają kontroli ciśnienia

Wybierz koła pompowane, jeśli zależy Ci na większym komforcie jazdy po mniej równych nawierzchniach i możesz kontrolować ciśnienie w ogumieniu.

Wybierz koła pełne, jeśli najważniejsza jest prostota użytkowania i brak konieczności pompowania kół.

Na tle innych modeli Timago — dlaczego SIMPLE-TIM?

SIMPLE-TIM wyróżnia połączenie kilku funkcji w jednej składanej konstrukcji:

- aluminiowa rama o masie 14–16 kg,
- trzy szerokości siedziska do wyboru,
- dwa rodzaje tylnych kół,
- regulacja środka ciężkości,
- łamane oparcie,
- szybkozłączka kół,
- uchylnie i zdejmowalne podnóżki,
- pas bezpieczeństwa i poduszka w zestawie,
- maksymalna waga użytkownika do 115 kg.

Dlatego SIMPLE-TIM będzie dobrym wyborem, jeśli potrzebujesz lekkiego, składanego wózka ręcznego do ogólnego zastosowania, ale zależy Ci również na dopasowaniu wariantu i regulacji sposobu prowadzenia.

Co znajduje się w zestawie?

- wózek inwalidzki SIMPLE-TIM,
- pas bezpieczeństwa dla użytkownika,
- poduszka na siedzisko,
- taśma zabezpieczająca łydki,
- zestaw kluczy.

Ważne: kółka antywywrotne nie znajdują się w wyposażeniu standardowym. Są dostępne jako dodatkowe akcesorium.

Jak przygotować wózek do transportu?

1. Zabezpiecz wózek hamulcem postojowym.
2. Odchyl lub zdejmij podnóżki.
3. W razie potrzeby zdejmij tylne koła za pomocą szybkozłączy.
4. Złóż łamane oparcie.
5. Złóż ramę wózka na podwójnym krzyżaku.
6. Osobno zabezpiecz poduszkę i zdejmowane elementy.
7. Podczas transportu unieruchom wózek, aby nie przesunął się w samochodzie.

Wyposażenie i dane techniczne

Producent	Timago
Model	SIMPLE-TIM
Rodzaj wózka	ręczny, manualny
Rama	aluminiowa, składana na podwójnym krzyżaku
Maksymalna waga użytkownika	115 kg
Waga wózka	14–16 kg, zależnie od wariantu
Szerokość siedziska	43, 46 lub 48 cm
Tylne koła	pompowane lub pełne, 24 cale
Przednie koła	pełne, 8 cali
Ciągi	aluminiowe
Podnóżki	uchylne, zdejmowalne
Podłokietniki	uchylne, profilowane
Regulacja środka ciężkości	tak
Szybkozłączka	tak
Hamulec postojowy	tak
Hamulce dla osoby prowadzącej	tak
Pas dla użytkownika	tak
Kieszka na drobiazgi	tak
Kolor ramy	srebrny
Kolor tapicerki	czarny

SIMPLE-TIM będzie dobrym wyborem, jeśli potrzebujesz lekkiego, składanego wózka ręcznego z wyborem szerokości siedziska, rodzaju tylnych kół oraz regulacją środka ciężkości.

Jeżeli priorytetem jest jeszcze niższa masa wózka, sprawdź również [lekki aktywny wózek inwalidzki FRODO Timago](#). FRODO waży 11,30–11,50 kg, ma maksymalne obciążenie 125 kg i siedzisko o szerokości 44, 46 lub 49 cm. SIMPLE-TIM waży 14–16 kg, zapewnia obciążenie do 115 kg i pozwala wybrać siedzisko 43, 46 lub 48 cm oraz pełne albo pneumatyczne tylne koła.

Jeżeli potrzebujesz innego rodzaju konstrukcji, porównaj go również z [aluminiowym wózkiem PREMIUM-TIM](#) lub sprawdź [wózek STABLE-TIM dla pacjentów neurologicznych](#).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rodzaj kół: nie wybrano , Koła tylne pełne gumowe , Koła tylne pompowane

Wybierz szerokość siedziska: nie wybrano , 43 cm , 46 cm , 48 cm