

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-do-fizjoterapii-p-1571.html>

Leżanka do fizjoterapii



Cena brutto	1 787,00 zł
Cena netto	1 654,63 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LS-S02

Opis produktu

Leżanka do fizjoterapii LS-S02 to solidne i funkcjonalne urządzenie, które z pewnością zaspokoi potrzeby każdej placówki medycznej i pacjentów. Stelaż leżanki wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo, co zapewnia stabilność i trwałość. Leżanka ma stałą wysokość i trzy częściowe leże, które posiada regulowany podgłówek, który może posiadać wycięcie na twarz i zatyczkę. Długość leżanki wynosi 190 cm, a szerokość i wysokość są do wyboru spośród dwóch opcji: 55 cm lub 70 cm.

Podgłówek leżanki do fizjoterapii jest regulowany za pomocą sprężyny gazowej, co zapewnia precyzyjną i płynną regulację kąta w zakresie od -70° do 45°. Podnóżek jest regulowany poprzez mechanizm typu rastomat w zakresie od 0° do 30°, co umożliwia ustawienie leżanki w optymalnej pozycji do wykonywania różnych ćwiczeń fizjoterapeutycznych.



Leżanka do fizjoterapii LS-S02 ma masę własną 36 kg i maksymalne obciążenie wynoszące 150 kg, co czyni ją wytrzymałym i bezpiecznym urządzeniem. Dzięki swojej prostocie i funkcjonalności, leżanka ta będzie idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych i pacjentów wymagających profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej.

Leżanka do fizjoterapii, cechy produktu:

- solidny i funkcjonalny design
- stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo
- stała wysokość i trzy częściowe leże
- regulowany podgłówek z wycięciem na twarz i zatyczką lub bez
- długość leżanki wynosi 190 cm
- szerokość i wysokość do wyboru spośród dwóch opcji: 55 cm lub 70 cm
- regulacja kąta podgłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od -70° do 45°
- regulacja kąta podnóżka poprzez mechanizm typu rastomat w zakresie od 0° do 30°
- masa własna wynosi 36 kg
- maksymalne obciążenie wynosi 150 kg
- idealny wybór dla placówek medycznych i pacjentów wymagających profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej.

Parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm
- szerokość: 55 lub 70 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od - 70° do +45°
- regulacja kąta podnóżka: 0° do 30°
- **maksymalne obciążenie: 150 kg lub wersja PLUS 220kg**
- waga: 36 kg



Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon**

lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne z hamulcem WS: Nie , Tak (+ 184,00 zł)

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 369,00 zł)

Półka dolna metalowa WS: nie , tak (+ 141,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak metalowy na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)