

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-do-masazu-gaia-iii-3-sekcyjna-z-polka-p-739.html>

Leżanka do masażu GAIA III 3-sekcyjna z półką



Cena brutto	2 924,00 zł
Cena netto	2 707,41 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-LG-13

Opis produktu

GAIA III – leżanka, która porządkuje pracę w gabinecie (i odciąża plecy)

Jeśli w ciągu dnia wykonujesz kilka-kilkanaście zabiegów, to w praktyce liczą się dwie rzeczy: **szybka zmiana ustawień i porządek pod ręką**. GAIA III jest najbardziej rozbudowaną leżanką z serii GAIA – **matrzycęściowy, łamany blat** oraz **funkcjonalną półkę pod leżyskiem**, dzięki czemu kosmetyki, ręczniki czy akcesoria nie „wędrują” po całym gabinecie.

Najważniejsze korzyści

- **3 sekcje blatu** – ustawisz pacjenta w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej bez kombinowania z poduszkami.
- **Półka pod leżyskiem** – realnie skraca czas między zabiegami i pomaga utrzymać estetykę stanowiska.
- **Płynna regulacja segmentów na sprężynach gazowych** – ustawienia zmieniasz szybko i wygodnie.
- **Regulacja wysokości 55-83 cm (skokowa)** – dopasujesz wysokość do techniki pracy i wzrostu terapeuty.
- **Szeroka personalizacja** – kolor tapicerki i drewna + dodatki dobierasz do stylu wnętrza i standardu usług.

Higiena i wykończenie

Blat jest obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokiej wytrzymałości – wygodnym w codziennym czyszczeniu po masażu i zabiegach. To rozwiązanie, które dobrze znosi intensywną eksploatację w gabinecie masażu, SPA czy fizjoterapii.

Konfiguracja - dopasuj GAIA III do stylu pracy

Dostępne opcje (wybierane przy zakupie):

- kolor tapicerki (szeroka paleta)
- kolor drewna: buk naturalny / palisander / wenge
- podgłówek prosty (opcja)
- podgłówek regulowany (opcja)
- wycięcie na twarz (opcja)
- wieszak na papier (opcja; wersja drewniana pod rolki o szerokości 60 cm)

Dane techniczne

Długość	205 cm
Szerokość	70 cm
Wysokość (regulacja skokowa)	55-83 cm

Regulacja zagłówka	0° do +60°
Regulacja części środkowej	0° do +45°
Waga	53 kg
Numer katalogowy	SM-LLG-13
Gwarancja	24 miesiące

Dlaczego ta leżanka „robi różnicę” w praktyce?

GAIA III nie jest tylko kolejną kozetką: półka pod blatem ogranicza chaos na stanowisku, a trzy sekcje blatu pozwalają szybciej przechodzić między technikami (masaż klasyczny, drenaż, terapia manualna, zabiegi SPA). To detale, które przekładają się na płynność pracy i bardziej „premium” doświadczenie pacjenta.

Linkowanie wewnętrzne - dobierz wyposażenie gabinetu

- Porównaj inne modele w kategorii: [kozetki i leżanki medyczne](#)
- Jeśli urządzasz strefę relaksu/SPA: [leżanki SPA](#)
- Uzupełnij stanowisko o dodatki: [akcesoria do masażu](#)
- Alternatywa cenowa do porównania: [Leżanka do masażu Afrodyta II](#)

Informacja dla placówek medycznych: produkt ma wpis do rejestru wyrobów medycznych i jest sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł), wenge (+ 80,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł), 102 miedziowy (+ 120,00 zł), 106 śliwka (+ 120,00 zł), 107 morski (+ 120,00 zł), 108 grafit (+ 120,00 zł), 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł), 110 rudy (+ 120,00 zł), 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł), 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Podglówek prosty J: nie , tak (+ 55,00 zł)

Podglówek regulowany J: nie , tak (+ 89,00 zł)

Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 69,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)