

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-drewniana-dwuczesciowe-leze-z-regulacja-wysokosci-p-1562.html>



Leżanka drewniana - dwuczęściowe leże z regulacją wysokości

Cena brutto	1 746,00 zł
Cena netto	1 616,67 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LD-R01

Opis produktu

Leżanka drewniana - dwuczęściowe leże z regulacją wysokości (model LD-R01) to profesjonalny i elegancki mebel medyczny, który doskonale sprawdzi się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych oraz salonach masażu. Ta leżanka drewniana idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza, w których chcemy stworzyć przyjazną i relaksującą atmosferę.

Leżanka drewniana LD-R01 to nie tylko stylowy mebel, ale również bardzo funkcjonalny. Dostępne opcje dodatkowe, takie jak wieszak na papier czy półka dolna, sprawiają, że użytkowanie leżanki jest jeszcze wygodniejsze i efektywniejsze. Wieszak na papier pozwala na stosowanie jednorazowych podkładów bibułowych lub foliowanych, co zwiększa poziom higieny w gabinecie. Półka dolna natomiast może posłużyć do przechowywania artykułów higienicznych lub akcesoriów do masażu.

Opcje dodatkowe dostępne są za dopłatą, jednak ich wartość znacząco podnosi komfort użytkowania leżanki i ułatwia pracę. Dzięki funkcjonalnym rozwiązaniom oraz eleganckiemu designowi, leżanka drewniana LD-R01 stanowi doskonały wybór dla każdego, kto szuka profesjonalnego mebla medycznego, który będzie jednocześnie estetyczny i funkcjonalny.

Leżanka drewniana model LD-R01 to mebel o niezwykle stabilnej konstrukcji wykonanej z drewna bukowego. Dzięki temu, użytkowanie tego mebla jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne i trwałe. Leżanka drewniana to idealny wybór dla osób, które cenią sobie solidne wykonanie i niezawodność.

Leżanka drewniana model LD-R01 to natomiast mebel, który oprócz stabilnej konstrukcji, oferuje również regulację wysokości oraz dwu częściowe leże z regulowanym podgłówkiem z wycięciem na twarz i zatyczką lub bez. Regulacja wysokości leżanki jest skokowa, co pozwala na precyzyjne dopasowanie wysokości do indywidualnych potrzeb użytkownika. Podgłówek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu rastomat, co zapewnia łatwą i wygodną regulację kąta nachylenia podgłówka.



Leżanka drewniana - dwuczęściowe leże z regulacją wysokości, cechy:

- dwuczęściowe leże z regulacją wysokości
- idealna dla gabinetów lekarskich, kosmetycznych i salonów masażu
- profesjonalny i elegancki mebel medyczny
- doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza
- dostępne opcje dodatkowe: wieszak na papier i półka dolna
- półka dolna może posłużyć do przechowywania artykułów higienicznych lub akcesoriów do masażu

- opcje dodatkowe dostępne są za dopłatą, ale podnoszą komfort użytkowania i ułatwiają pracę
- mebel o stabilnej konstrukcji wykonanej z drewna bukowego
- model oferuje stabilną konstrukcję, regulację wysokości oraz dwu częściowe leże z regulowanym podgłówkiem z wycięciem na twarz i zatyczką lub bez
- regulacja wysokości jest skokowa, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika
- podgłówek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu rastomat, co zapewnia łatwą i wygodną regulację kąta nachylenia.

Leżanka drewniana - dwuczęściowe leże z regulacją wysokości, dane techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 - 70 cm
- szerokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0° do +45°
- **max obciążenie: 150kg lub wersja PLUS: 200kg**
- waga: 32 kg



Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 345,00 zł) , Prestig N02 (+ 345,00 zł) , Prestig N03 (+ 345,00 zł) , Prestig N04 (+ 345,00 zł) , Prestig N05 (+ 345,00 zł) , Prestig N06 (+ 345,00 zł) , Prestig N07 (+ 345,00 zł)

Kolor drewna WS: brak , bezbarwny , kolor 22-68

Półka dolna drewniana WS: nie , tak (+ 113,00 zł)
Szerokość: brak , 55cm , 70cm
Wieszak drewniany na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)
Wersja Plus: nie , tak (+ 64,00 zł)
Otwór na twarz: nie , tak