

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-drewniana-z-polka-p-192.html>

Leżanka drewniana z półką



Cena brutto	1 506,00 zł
Cena netto	1 394,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LD-S01

Opis produktu

Profesjonalna leżanka z drewna bukowego LD-S01 to połączenie funkcjonalności i elegancji, które sprawiają, że jest to idealny mebel medyczny do gabinetów lekarskich i kosmetycznych, a także do salonów masażu. Dzięki swojemu modnemu kolorowi i precyzyjnie wykonanym elementom, leżanka ta doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, zapewniając przyjazną atmosferę i relaksujący nastrój.

Leżanka drewniana LD-S01 o długości 190 cm jest w pełni dostosowalna do potrzeb użytkownika, co pozwala na wybór odpowiedniej wysokości, szerokości oraz opcjonalnych dodatków. Standardowo, wyposażona jest w otwór na twarz z zatyczką oraz regulowany podglówek z mechanizmem typu rastomat, który pozwala na ustawienie kąta od 0 do 45 stopni. Leżanka ta występuje w dwóch różnych szerokościach oraz dwóch wysokościach, co daje duże możliwości personalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Drewno bukowe, z którego wykonana jest leżanka, zapewnia nie tylko wytrzymałość i trwałość, ale także naturalny wygląd, który idealnie wpisuje się w estetykę wnętrza. Wszystkie elementy leżanki zostały starannie wykończone i zabezpieczone przed uszkodzeniami, co gwarantuje jej długoletnie użytkowanie. Dlatego też, LD-S01 to inwestycja w jakość oraz komfort, który będzie służył przez wiele lat.


Leżanka drewniana z półką, cechy:

- Profesjonalna leżanka drewniana LD-S01 jest przeznaczona do gabinetów lekarskich, kosmetycznych i salonów masażu.
- Leżanka w modnym kolorze stanowi idealny element wyposażenia nowoczesnego gabinetu, w którym pragniemy stworzyć przyjazną atmosferę.
- Model LD-S01 o długości 190 cm może być w pełni dostosowany do preferencji użytkownika, decydując o jego wysokości, szerokości i opcjach dodatkowych.
- Standardowa dwusegmentowa leżanka z drewna bukowego posiada otwór na twarz z zatyczką, a podglówek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu rastomat w zakresie 0-45°.
- Leżanka jest dostępna w dwóch szerokościach i dwóch wysokościach - 55 cm lub 70 cm.
- Czas realizacji wynosi od 2 do 3 tygodni, ponieważ każdą leżankę produkujemy na zamówienie.
- Istnieje możliwość wyboru koloru tapicerki i stelaża spośród wielu modnych barw.
- Do leżanki można dobrać opcje dodatkowe, takie jak wieszak na papier czy praktyczna półka dolna, za dodatkową opłatą.

Leżanka drewniana z półką, parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- szerokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)

- wysokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- masa własna: 30 kg
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- regulacja kąta podglówka: 0° do 45°



Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Kolor drewna WS: brak , bezbarwny , kolor 22-68

Półka dolna drewniana WS: nie , tak (+ 113,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak drewniany na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 64,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak