

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-fizjoterapeutyczna-niemagnetyczna-p-2498.html>

Leżanka fizjoterapeutyczna niemagnetyczna



Cena brutto	6 718,00 zł
Cena netto	6 220,37 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR4
Kod producenta	SR4-AL-185-56-60-T_(5)- 2B-K16.6-MR- WUSR.56.AL.0000

Opis produktu

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowoczesnej leżanki fizjoterapeutycznej, która została stworzona z myślą o najwyższej jakości i komforcie użytkowania. Stelaż leżanki wykonany jest z wzmocnionego kształtownika aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co nie tylko nadaje mu estetyczny wygląd, ale także zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Jedną z kluczowych cech naszej leżanki jest **niemagnetyczność stelaża**, co jest niezwykle istotne w przypadku zastosowań medycznych. Dodatkowo, leżanka została wyposażona w **niemagnetyczne koła** o średnicy 125 mm, z blokadą, dzięki czemu zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Leżanka posiada dwusegmentowe, tapicerowane leże, które gwarantuje wygodne i ergonomiczne podparcie dla pacjenta. Grubość leża wynosi 50 mm, co zapewnia odpowiednią miękkość i komfort podczas leżenia.

Przystosowaliśmy zagłówek do indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiając ręczną regulację za pomocą mechanizmu zapadkowego. Można dostosować go nawet o 450 mm, a dodatkowo został wyposażony w uchwyt na prześcieradło, co ułatwia utrzymanie czystości i higieny.

Całkowite wymiary leżanki z barierkami wynoszą 1850x710x600 mm (długość x szerokość x wysokość), natomiast wymiary samego leża to 1850x560 mm. Długość zagłówka to 500 mm, co zapewnia dodatkowe wsparcie dla głowy i szyi pacjenta.

Nasza leżanka fizjoterapeutyczna została wyprodukowana w kraju, spełniając najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Jest wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jej profesjonalne zastosowanie w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji.

Cena leżanki obejmuje 8% podatek VAT. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i zapewnienia sobie wyjątkowego komfortu i wsparcia podczas terapii fizjoterapeutycznej.

Uwaga!

- **Stół rehabilitacyjny może być stosowany w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T.**
- **Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy.**

Leżanka fizjoterapeutyczna niemagnetyczna, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite z barierkami: 1850x710x600 mm [długośćxszerokośćxwysokość]
 - Wymiary leża: 1850x560 mm
 - Grubość leża: 50 mm
 - Długość zagłówka: 500 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy