

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-do-gabinetu-masażu-gaia-iii-p-739.html>

Leżanka do gabinetu masażu - Gaia III



Cena brutto	2 812,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 603,70 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	7-14dni
--------------	----------------

Numer katalogowy	SM-J-LG-13
------------------	-------------------

Opis produktu

Gaia III to najbardziej rozbudowana leżanka z serii GAIA, idealna do gabinetów masażu. Jest wyposażona w funkcjonalną półkę umieszczoną pod leżyskiem, która umożliwia przechowywanie kosmetyków i innych niezbędnych materiałów do wykonywania masażu lub fizjoterapii. Wysokość leżanki jest regulowana za pomocą gałek, a ruchoma część leżyska pozwala na ustawienie pacjenta w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej. Trzyczęściowy, łamany blat leżanki GAIA III ma szerokie zastosowanie zarówno w gabinetach masażu, salonach kosmetycznych i spa, jak i placówkach medycznych.

Regulacja poszczególnych części leżanki odbywa się za pomocą sprężyn gazowych, co umożliwia płynne i łatwe dopasowanie do indywidualnych preferencji pacjenta. Blat leżanki jest obity wysokiej jakości, skóropodobnym lub winylowym materiałem, charakteryzującym się wyjątkowymi parametrami wytrzymałościowymi. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna, pozwalająca dopasować leżankę do wystroju wnętrza.

Warto zaznaczyć, że leżanka Gaia III jest produkowana w kraju i posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. Jest to istotna informacja dla profesjonalistów branży medycznej, którzy poszukują wysokiej jakości sprzętu. Leżanka jest sprzedawana ze stawką 8% VAT, co jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Leżanka do gabinetu masażu Gaia III to wszechstronne i funkcjonalne rozwiązanie, które spełni oczekiwania zarówno masażyście, fizjoterapeutów, jak i personelu medycznego. Jej regulowana wysokość, różne pozycje ułożenia pacjenta oraz solidna konstrukcja i wysoka jakość materiałów sprawiają, że jest to doskonały wybór dla profesjonalistów szukających trwałego i wygodnego sprzętu do swojej działalności.

Leżanka do gabinetu masażu - Gaia III, dane techniczne:

- Długość: 205 cm
- Szerokość: 70 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 60 °
- Waga: 53 kg
- Regulacja kąta blatu części środkowej: od 0 ° do +45 °
- Wysokość regulowane skokowo: od 55 do + 83 cm

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o

szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł), wenge (+ 80,00 zł)

Kolor tapicerki J: brak , 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Podglówek prosty J: nie , tak (+ 55,00 zł)

Podglówek regulowany J: nie , tak (+ 89,00 zł)

Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 69,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)