

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-kosmetyczna-p-196.html>

Leżanka kosmetyczna



Cena brutto	1 568,00 zł
Cena netto	1 451,85 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-L-NORMA-II

Opis produktu

Leżanka kosmetyczna - idealna do badań lekarskich i drobnych zabiegów medycznych

Znajdź wysokiej jakości leżankę kosmetyczną do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych. Nasza leżanka została zaprojektowana z myślą o komforcie i funkcjonalności, zapewniając niezawodne wsparcie podczas pracy.

Leżanka kosmetyczna posiada szeroki blat, który zapewnia dużo miejsca do pracy oraz regulowany podgłówek oraz tylną część blatu, które można dostosować do indywidualnych preferencji pacjenta. Dodatkowo, wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na stabilizację i poziomowanie na nierównej powierzchni, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę w każdych warunkach.

Konstrukcja leżanki kosmetycznej została wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową, co gwarantuje jej wytrzymałość i trwałość na długie lata. Blat jest obity wysokiej jakości materiałem skóropodobnym lub winylowym, charakteryzującym się doskonałą wytrzymałością. Dodatkowo, dostępna jest szeroka gama kolorystyczna, aby dopasować leżankę do wystroju Twojego gabinetu.

Standardowo, konstrukcja stalowa leżanki jest malowana proszkowo na biało, nadając jej elegancki wygląd i łatwą do utrzymania czystości. Dzięki temu, leżanka kosmetyczna nie tylko spełnia funkcje medyczne, ale również prezentuje się estetycznie.

Nie trać czasu i zainwestuj w leżankę kosmetyczną, która zapewni Ci wygodę, funkcjonalność oraz profesjonalizm podczas wykonywania badań lekarskich i zabiegów medycznych.

Leżanka kosmetyczna, dane techniczne:

- Długość: 185 cm lub 195 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 55 cm lub 75 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówek: od -60 ° do +45 °
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

-
- Waga: 34 kg
 - Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +45 °

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kółka jezdne J: nie , tak (+ 152,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: brak , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Odbijaki J: nie , tak (+ 45,00 zł)

Półka J: nie , tak (+ 146,00 zł)

Długość: 185 cm , 195 cm

Wybierz wysokość: 55cm , 75cm

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)