

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-kosmetyczna-z-podlokietnikami-p-1600.html>



Leżanka kosmetyczna z podłokietnikami

Cena brutto	3 585,00 zł
Cena netto	3 319,44 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia 21-25 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-LG-III

Opis produktu

Leżanka kosmetyczna z podłokietnikami - GAIA: Wyjątkowy komfort i wszechstronne funkcje

Leżanka kosmetyczna z podłokietnikami jest najbardziej rozbudowaną wersją leżanki z prestiżowej serii GAIA. Zapewnia niezrównany komfort i funkcjonalność, idealnie dopasowując się do potrzeb zabiegów kosmetycznych, masażu, czy fizjoterapii.

Jednym z wyróżniających elementów tej leżanki jest funkcjonalna półka, która została inteligentnie umieszczona, umożliwiając przechowywanie kosmetyków oraz materiałów niezbędnych do wykonywania masażu lub fizjoterapii. Dzięki temu wszystkie potrzebne rzeczy są zawsze pod ręką, co wpływa na płynność zabiegów i zwiększa efektywność pracy.

Leżanka posiada unikalny, trzy-częściowy leżak z możliwością indywidualnej regulacji poszczególnych paneli. Dzięki temu można łatwo dostosować pozycję pacjenta do rodzaju wykonywanego zabiegu, zapewniając maksymalny komfort i efektywność. Regulacja części leża oraz podglówka jest prosta i precyzyjna, dzięki wykorzystaniu sprężyn gazowych, co dodatkowo ułatwia pracę.

Nie tylko funkcjonalność, ale również wygoda pacjenta została wzięta pod uwagę podczas projektowania tej leżanki. Regulowane podłokietniki pozwalają na optymalne dopasowanie leżanki do potrzeb każdej osoby. Dodatkowo, regulacja wysokości leżanki odbywa się płynnie i precyzyjnie za pomocą gałek, umożliwiając dostosowanie jej do indywidualnych preferencji.

Błat leżanki został obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, co gwarantuje długą żywotność leżanki i łatwość w utrzymaniu czystości. Dodatkowo, szeroka gama dostępnych kolorów pozwala na wybór opcji idealnie pasującej do każdego stylu wnętrza.

Niezwykle istotnym aspektem jest fakt, że leżanka została wyprodukowana w kraju i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, co potwierdza jej jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Jest również wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co stanowi gwarancję spełnienia najwyższych standardów w branży medycznej.

Leżanka kosmetyczna z podłokietnikami GAIA to znakomite połączenie komfortu, funkcjonalności i estetyki. Sprzedawana ze stawką 8% VAT, stanowi inwestycję w jakość pracy oraz zadowolenie pacjentów. Niezastąpiona dla profesjonalistów, którzy cenią jakość i nieustannie dążą do doskonalenia swoich usług."

Leżanka kosmetyczna z podłokietnikami, dane techniczne:

- Długość: 205 cm
- Szerokość: 70 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 60 °
- Waga: 55 kg
- Regulacja kąta blatu części środkowej: od 0 ° do +45 °
- Wysokość regulowane skokowo: od 55 do + 83 cm

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł) , wenge (+ 80,00 zł)

Podglówek prosty J: nie , tak (+ 55,00 zł)

Podglówek regulowany J: nie , tak (+ 89,00 zł)

Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 69,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)