

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-metalowa-dwuczesciowe-leze-z-regulacja-kata-zaglowka-p-1566.html>



## Leżanka metalowa - dwuczęściowe leże z regulacją kąta zagłówek

Cena brutto	<b>874,00 zł</b>
Cena netto	<b>809,26 zł</b>
Dostępność	<b>W magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>7-14dni</b>
Numer katalogowy	<b>SM-WS-LM-03</b>

### Opis produktu

Leżanka metalowa - posiada dwuczęściowe leże z regulacją kąta zagłówek, za pomocą mimośrodów. Konstrukcja samej leżanki jest stalowa i pokryta proszkowo lakierem. Jest łatwa w czystości i prosta w użytkowaniu. Zagłówek dodatkowo został wyposażony w specjalnie wyprofilowany otwór na twarz razem z atyczką. Leżanka jest stosowana w szpitalach, przychodniach, rehabilitacyjnych, przychodniach odnowy biologicznej i estetycznej, gabinetach lekarskich, domach opieki.

#### Cechy leżanki :

- stabilna i lekka konstrukcja z rurek stalowych
- tapicerka łatwa w czyszczeniu
- regulacja podglówka za pomocą mechanizmu mimośrodkowego
- szeroki wybór kolorów

#### Parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm ( opcjonalnie )
- szerokość: 55 lub 70 cm ( opcjonalnie )
- regulacja kąta nachylenia podglówka: od - 70° do +45°
- waga: 34 kg
- maksymalne obciążenie: 150 kg lub wersja PLUS 220kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolory tapicerki WS:** S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 340,00 zł ), N02 (+ 340,00 zł ), N03 (+ 340,00 zł ), N04 (+ 340,00 zł ), N05 (+ 340,00 zł )

**Kolory stelaża WS:** RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

**Kółka jezdne z hamulcem WS:** Nie , Tak (+ 132,00 zł )

**Półka dolna metalowa WS:** nie , tak (+ 110,00 zł )

**Szerokość:** 55cm , 70cm

**Wysokość:** 55cm , 70 cm

**Wieszak metalowy na papier WS:** nie , tak (+ 86,00 zł )

**Wersja Plus:** nie , tak (+ 60,00 zł )