

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-niemagnetyczna-p-3044.html>

Leżanka niemagnetyczna



Cena brutto	1 324,00 zł
Cena netto	1 225,93 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TM-SR-F


Opis produktu

Leżanka niemagnetyczna SR-F to produkt zaprojektowany z myślą o fizykoterapii, rehabilitacji oraz masażu. Jego wszechstronność sprawia, że znajdzie zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach i klinikach zdrowia. Konstrukcja leżanki została zaprojektowana tak, aby zapewnić pacjentowi maksymalny komfort podczas zabiegów, a terapeutę wygodę pracy.

Leżanka posiada wysokoodporną tapicerkę skóropodobną, która została zamocowana na stelażu z litego drewna sosnowego, pokrytym lakierem bezbarwnym. Taki wybór materiałów nie tylko zapewnia trwałość produktu, ale również pozwala na bezpieczne podłączanie aparatury, ponieważ nie ma w nim elementów przewodzących prąd.

Leżanka SR-F posiada dwusegmentowe leżysko o standardowych wymiarach: długości 185 cm, szerokości 65 cm oraz stałej wysokości 70 cm. Dodatkowo, wyposażona jest w regulowany zagłówek skokowy, który zapewnia jeszcze większy komfort podczas zabiegu. Regulacja odbywa się za pomocą drewnianej zapadki, co pozwala na precyzyjne dopasowanie zagłówka do potrzeb pacjenta.

Produkt został zaprojektowany z myślą o terapeutach i ich potrzebach, dlatego w standardowym wyposażeniu leżanki znajduje się wieszak na ręcznik papierowy oraz stół, który nie zawiera elementów metalowych. Leżanka SR-F to produkt o wysokiej jakości, wykonany z największą dbałością o każdy szczegół. Dzięki swoim właściwościom i funkcjonalności z pewnością zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.



Leżanka niemagnetyczna, cechy:

- Wszechstronny produkt przeznaczony do fizykoterapii, rehabilitacji oraz masażu
- Konstrukcja leżanki zapewnia maksymalny komfort pacjentowi oraz wygodę pracy terapeutę
- Wysokoodporna tapicerka skóropodobna oraz stelaż z litego drewna sosnowego pokrytego lakierem bezbarwnym zapewniają trwałość i bezpieczeństwo podczas podłączania aparatury
- Dwusegmentowe leżysko o standardowych wymiarach: długości 185 cm, szerokości 65 cm oraz stałej wysokości 70 cm
- Regulowany zagłówek skokowy za pomocą drewnianej zapadki pozwala na dopasowanie do potrzeb pacjenta
- W standardowym wyposażeniu znajduje się wieszak na ręcznik papierowy oraz stół bez elementów metalowych
- Produkt wykonany z najwyższą dbałością o każdy szczegół i cechujący się wysoką jakością

Leżanka niemagnetyczna, wyposażenie:

- Leżysko dwusegmentowe bez otworów
- Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki
- Tapicerka skóropodobna
- Wysokość stała 70 cm
- Szerokość 65 cm
- Długość 185 cm
- Wieszak na ręcznik papierowy
- Stół nie zawiera elementów metalowych
- Konstrukcja sosnowa

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: brak , 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem