

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-weterynaryjna-nosze-p-3003.html>

Leżanka weterynaryjna - nosze



Cena brutto	1 494,00 zł
Cena netto	1 214,63 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-WS-LW-N

Opis produktu

Leżanka mobilna dla zwierzaka + nosze - polskiej produkcji.

Posiada stabilną, **stalową konstrukcję o stałej wysokości 80cm**. Całość konstrukcji pokryta jest farbą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Leżanka posiada podgumowane koła skrętne o średnicy **125mm z hamulcami**.

Nosze zostały również wykonane ze stalowej konstrukcji i pokryte farbą proszkową, wypełnienie z materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego, co na pewno ułatwi pracę przy zwierzaku.

Cechy produktu:

- do gabinetów weterynaryjnych
- leżanka mobilna + nosze
- stalowa konstrukcja leżanki, pokryta farbą proszkową
- stalowa konstrukcja noszy, pokryta farbą proszkową
- podgumowane koła o średnicy 125mm (hamulce)
- wypełnienie z materiału wodoodpornego
- odporny na zarysowania
- praktyczna
- stała wysokość
- polskiej produkcji
- sprzedawany z 23% VAT

Dane techniczne:

- długość całkowita: 122cm
- wysokość: 80cm
- szerokość całkowita: 62cm
- manualna regulacja kąta nachylenia blatu: NIE
- maksymalny nacisk: 150kg
- waga urządzenia 53cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**