

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-zabiegowa-norma-p-195.html>

Leżanka zabiegowa NORMA



Cena brutto	1 308,00 zł
Cena netto	1 211,11 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-L-LG3

Opis produktu

Leżanka zabiegowa NORMA jest idealnym narzędziem do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych. Wyposażona w szeroki blat i regulowany podgłówek, zapewnia komfort pacjentowi oraz elastyczność dla personelu medycznego.

Innowacyjna funkcja wykręcania stopki umożliwia poziomowanie kozetki nawet na nierównej powierzchni, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo. Konstrukcja kozetki NORMA została wykonana z wytrzymałej stali pokrytej farbą proszkową, co zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale także łatwość w utrzymaniu czystości.

Blat leżanki jest obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej. Dzięki temu leżanka NORMA nie tylko spełnia wymogi funkcjonalności, ale również estetyki, pozwalając dostosować ją do wnętrza placówki medycznej.

Konstrukcja stalowa standardowo malowana jest proszkowo na biało, co nadaje leżance elegancki wygląd i jednocześnie ułatwia utrzymanie czystości. Ważne jest również, że leżanka NORMA jest wyprodukowana w kraju, co świadczy o wysokiej jakości wykonania.

Produkt został wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego zgodność z normami i wymogami branżowymi. Dodatkowo, leżanka NORMA jest sprzedawana ze stawką 8% VAT.

Leżanka zabiegowa NORMA to niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie, które spełnia potrzeby placówek medycznych. Zapewniając zarówno komfort pacjentom, jak i wygodę personelowi medycznemu, stanowi doskonały wybór dla profesjonalnych zabiegów i badań lekarskich.

Leżanka zabiegowa NORMA, dane techniczne:

- Długość: 185 cm lub 195 cm
- Szerokość: 55 cm lub 70 cm
- Wysokość: 55 cm lub 75 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Waga: 34 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kółka jezdne J: nie , tak (+ 152,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: brak , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Odbijaki J: nie , tak (+ 45,00 zł)

Półka J: nie , tak (+ 146,00 zł)

Długość: 185 cm , 195 cm

Szerokość: 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: 55cm , 75cm

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)