

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/linka-do-cwiczen-i-rehabilitacji-kc01-p-129.html>



Linka do podwieszeń 160 cm do UGUL/PUR KC01

Cena brutto **29,00 zł**

Cena netto **26,85 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC01**

Opis produktu

Linka do podwieszeń 160 cm do UGUL/PUR KC01

Linka do podwieszeń 160 cm do UGUL/PUR KC01 to element osprzętu wykorzystywany w ćwiczeniach w podwieszeniu, odciążeniu oraz w wybranych układach kinezyterapii. Standardowa długość **160 cm / 1600 mm** sprawdza się w codziennej pracy z podwieszkami i innymi akcesoriami stosowanymi w systemach rehabilitacyjnych [UGUL](#) oraz [PUR](#).

Model **KC01** jest przeznaczony do łączenia wybranych elementów osprzętu w sposób wygodny i powtarzalny. Linka posiada **karabińczyk, kauszę oraz regulator długości**, dzięki czemu łatwiej dopasować układ ćwiczeń do pacjenta, rodzaju podwieszki i planu terapii.

Zastosowanie linki KC01 w rehabilitacji

Linka KC01 jest stosowana w ćwiczeniach czynnych w odciążeniu, w podwieszeniu oraz w wybranych konfiguracjach ćwiczeń z oporem. Może być używana w gabinetach fizjoterapii, salach kinezyterapii, placówkach medycznych i wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są kabiny UGUL lub mosty PUR.

Długość 160 cm daje większą elastyczność konfiguracji niż krótsze warianty linek, dlatego model ten dobrze sprawdza się jako uniwersalny element osprzętu do codziennej pracy terapeutycznej.

Najważniejsze cechy produktu

- długość standardowa: **160 cm / 1600 mm / 1,6 m**,
- numer katalogowy: **KC01**,
- kompatybilność: **UGUL i PUR**,
- średnica linki: **6 mm**,
- regulator długości ułatwiający dopasowanie do stanowiska,
- wyposażenie: **karabińczyk i kausza**,
- stalowe elementy mocujące,
- zastosowanie w ćwiczeniach w podwieszeniu i odciążeniu.

Parametry techniczne i użytkowe

Linka KC01 jest wykonywana jako linka pleciona z rdzeniem zwiększającym wytrzymałość. W aktualnej specyfikacji produktu podawana jest średnica **6 mm** oraz udźwieg roboczy **do 250 kg**, a sama lina, z której wykonano produkt, jest opisywana jako testowana na poziomie **500 daN**. To praktyczny wybór dla stanowisk, w których liczy się powtarzalność montażu, łatwa

regulacja i zgodność z osprzętem UGUL/PUR.

Dlaczego warto wybrać wariant 160 cm?

Wariant 160 cm jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy potrzebujesz uniwersalnej linki roboczej do standardowych konfiguracji ćwiczeń. W porównaniu z krótszymi modelami daje większą swobodę prowadzenia układu, a jednocześnie pozostaje wygodny w codziennej pracy z podwieszkami, pasami i innymi akcesoriami rehabilitacyjnymi.

Parametryczny skrót

KC01 to linka do podwieszeń o długości 160 cm przeznaczona do systemów UGUL i PUR. Produkt posiada regulator długości, karabińczyk i kauszę, dzięki czemu ułatwia budowę stanowiska do ćwiczeń w podwieszeniu oraz odciążeniu. Standardowa średnica linki wynosi 6 mm.

Jeżeli szukasz dłuższego wariantu, zobacz także [linkę KC01 przedłużoną do 2500 mm](#), a także [elementy osprzętu UGUL](#), [osprzęt do kabin UGUL](#) oraz [osprzęt do kabin PUR](#).

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Linka KC01 najczęściej pracuje razem z innymi elementami osprzętu wykorzystywanymi w ćwiczeniach w podwieszeniu i odciążeniu. Poniżej znajdziesz akcesoria, które pomagają zbudować spójny zestaw do pracy w systemach UGUL i PUR.

- [linka rehabilitacyjna KC33 300 cm](#)
- [wydłużona linka KC01 250 cm](#)
- [podwieszka pod miednicę KC08](#)
- [podwieszka pod głowę KC10](#)
- [pas do wyciągu za miednicę KC13](#)
- [komplet osprzętu standardowego do UGUL](#)