

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/linka-kc-04-5720-mm-p-127.html>

Linka rehabilitacyjna KC04 5720 mm z 3 bloczkami do UGUL/PUR



Cena brutto **158,00 zł**

Cena netto **146,30 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC04**

Opis produktu

Linka rehabilitacyjna KC04 5720 mm z 3 bloczkami do UGUL/PUR

Linka rehabilitacyjna KC04 5720 mm z 3 bloczkami do UGUL/PUR to element osprzętu przeznaczony do ćwiczeń samowspomaganych, pracy w odciążeniu oraz wybranych układów ćwiczeń z oporem w systemach UGUL i PUR. Wydłużona długość robocza oraz układ trzech bloczków ułatwiają prowadzenie ruchu i rozszerzają możliwości konfiguracji stanowiska rehabilitacyjnego.

Model **KC04** znajduje zastosowanie w gabinetach fizjoterapii, salach kinezyterapii, oddziałach rehabilitacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są [kabiny UGUL](#) lub [systemy PUR](#). Konstrukcja linki została przygotowana z myślą o regularnej pracy terapeutycznej, gdzie liczy się płynność ruchu, trwałość osprzętu i możliwość szybkiego dopasowania układu ćwiczeń do potrzeb pacjenta.

Zastosowanie linki KC04 w rehabilitacji

Linka KC04 5720 mm z 3 bloczkami jest wykorzystywana przede wszystkim do ćwiczeń samowspomaganych kończyn górnych i dolnych, a także w wybranych konfiguracjach ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz ćwiczeń z oporem. Wielobloczkowy układ prowadzenia linki pomaga uzyskać bardziej płynną pracę oraz wygodne prowadzenie ruchu podczas terapii.

W porównaniu z krótszymi wariantami linek, model 5720 mm zapewnia większy zakres prowadzenia układu i lepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest rozbudowana konfiguracja stanowiska. To dobry wybór dla placówek, które wykorzystują osprzęt UGUL/PUR do bardziej złożonych ćwiczeń terapeutycznych.

Najważniejsze cechy produktu

- długość linki: **5720 mm / 572 cm**,
- numer katalogowy: **KC04**,
- kompatybilność: **UGUL i PUR**,
- układ pracy: **3 bloczki**,
- regulacja długości,
- średnica linki: **6 mm**,
- uchwyty do prowadzenia ćwiczeń samowspomaganych,
- zastosowanie w ćwiczeniach samowspomaganych, odciążeniu i pracy z oporem.

Parametry techniczne i użytkowe

Linka KC04 jest opisywana jako linka pleciana ze wzmocnionym rdzeniem, przeznaczona do regularnej pracy w warunkach rehabilitacyjnych. Obecność trzech bloczków ułatwia prowadzenie układu ćwiczeń, a regulacja długości pomaga dopasować konfigurację do stanowiska i rodzaju terapii. W tej grupie produktów podkreślana jest również wytrzymałość konstrukcji, solidne uchwyty oraz kompatybilność z osprzętem wykorzystywanym w systemach UGUL i PUR.

Dlaczego warto wybrać linkę z 3 bloczkami?

Model KC04 różni się od prostszych linek tym, że pozwala budować bardziej rozbudowane układy ćwiczeń samowspomaganych. To istotne w terapii, w której potrzebna jest płynna praca linki, większy zakres prowadzenia oraz wygodne dopasowanie toru ruchu do wzrostu pacjenta i rodzaju wykonywanego ćwiczenia.

Parametryczny skrót

KC04 to linka rehabilitacyjna o długości 5720 mm przeznaczona do systemów UGUL i PUR. Produkt wyposażono w 3 bloczki, regulację długości i uchwyty, dzięki czemu nadaje się do ćwiczeń samowspomaganych, pracy w odciążeniu oraz wybranych układów z oporem. Wariant 572 cm sprawdza się w bardziej rozbudowanych konfiguracjach stanowiska niż krótsze linki z tej samej grupy.

Zobacz również [linkę KC03 z dwoma bloczkami](#), [linkę KC03 z jednym bloczkiem](#), [linkę rehabilitacyjną KC05](#) oraz [elementy osprzętu UGUL](#).

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Linka KC04 najczęściej pracuje razem z innymi elementami osprzętu wykorzystywanymi w ćwiczeniach w podwieszeniu, odciążeniu i terapii samowspomaganej. Poniżej znajdziesz produkty, które pomagają zbudować spójny zestaw do pracy w systemach UGUL i PUR.

- [linka KC03 z dwoma bloczkami](#)
- [linka KC03 z jednym bloczkiem](#)
- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [mankiet nadgarstkowy KC25](#)
- [kamaszek skórzaný KC14](#)
- [komplet osprzętu UGUL standard II](#)