


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/linka-kc01-przedluzona-do-2500mm-p-2797.html>

Linka do podwieszeń 250 cm do UGUL/PUR KC01L



Cena brutto **33,00 zł**

Cena netto **30,56 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC01L**

Opis produktu

Linka do podwieszeń 250 cm do UGUL/PUR KC01L

Linka do podwieszeń 250 cm do UGUL/PUR KC01L to wydłużony element osprzętu wykorzystywany w ćwiczeniach w podwieszeniu, odciążeniu oraz w wybranych układach kinezyterapii. Wariant o długości **250 cm / 2500 mm / 2,5 m** sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest większy zakres pracy linki i większa elastyczność konfiguracji stanowiska rehabilitacyjnego.

Model **KC01L** jest przeznaczony do pracy w systemach **UGUL** i **PUR**. Linka posiada **regulator długości, karabińczyk oraz kauszę**, co ułatwia wygodne połączenie z podwieszką i dopasowanie układu ćwiczeń do pacjenta oraz rodzaju terapii.

Zastosowanie linki KC01L w rehabilitacji

Linka KC01L 250 cm znajduje zastosowanie w ćwiczeniach czynnych w odciążeniu, w podwieszeniu oraz w wybranych konfiguracjach ćwiczeń czynno-biernych i samowspomaganych. Może być używana w gabinetach fizjoterapii, salach kinezyterapii, placówkach medycznych i wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są kabiny UGUL lub mosty PUR.

Wydłużony wariant 250 cm daje większą swobodę prowadzenia układu niż model standardowy 160 cm. To praktyczne rozwiązanie wtedy, gdy stanowisko wymaga dłuższej linki roboczej albo większego zakresu regulacji podczas codziennej pracy terapeutycznej.

Najważniejsze cechy produktu

- długość: **250 cm / 2500 mm / 2,5 m**,
- numer katalogowy: **KC01L**,
- kompatybilność: **UGUL i PUR**,
- średnica linki: **6 mm**,
- regulator długości ułatwiający dopasowanie do stanowiska,
- wyposażenie: **1 karabińczyk i kausza**,
- stalowe elementy mocujące,
- zastosowanie w ćwiczeniach w podwieszeniu i odciążeniu.

Parametry techniczne i użytkowe

Linka KC01L jest wykonywana jako linka pleciona z rdzeniem zwiększającym wytrzymałość. Produkt posiada średnicę **6 mm**, udźwig roboczy **do 250 kg** oraz jest opisywany jako testowany na poziomie **500 daN**. To praktyczny wybór dla stanowisk, w

których liczy się łatwa regulacja, powtarzalny montaż i zgodność z osprzętem UGUL/PUR.

Dlaczego warto wybrać wariant 250 cm?

Wariant 250 cm jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy potrzebujesz dłuższej linki do bardziej rozbudowanych konfiguracji ćwiczeń. W porównaniu ze standardową długością 160 cm daje większą swobodę prowadzenia układu, a jednocześnie zachowuje wygodę pracy z podwieszkami, pasami i innymi akcesoriami rehabilitacyjnymi.

Parametryczny skrót

KC01L to linka do podwieszeń o długości 250 cm przeznaczona do systemów UGUL i PUR. Produkt posiada regulator długości, karabińczyk i kauszę, dzięki czemu ułatwia budowę stanowiska do ćwiczeń w podwieszeniu oraz odciążeniu. Standardowa średnica linki wynosi 6 mm, a wydłużony wariant lepiej sprawdza się w bardziej elastycznych konfiguracjach pracy.

Zobacz również [standardową linkę KC01 160 cm](#), [elementy osprzętu UGUL](#), [osprzęt do kabin UGUL](#) oraz [osprzęt do kabin PUR](#).

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Linka KC01L najczęściej pracuje razem z innymi elementami osprzętu wykorzystywanymi w ćwiczeniach w podwieszeniu i odciążeniu. Poniżej znajdziesz akcesoria, które pomagają zbudować spójny zestaw do pracy w systemach UGUL i PUR.

- [standardowa linka KC01 160 cm](#)
- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [błoczek do linek UGUL](#)
- [podwieszka pod miednicę KC08](#)
- [podwieszka pod głowę KC10](#)
- [komplet osprzętu standardowego do UGUL](#)