

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-dzieciece-szpitalne-ze-stali-kwasoodpornej-p-1430.html>



Łóżeczko szpitalne dla noworodka stal 0H18N9

Cena brutto	2 106,00 zł
Cena netto	1 950,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM0-KO
Kod producenta	BM0-KO-0-T_-K5

Opis produktu

Łóżeczko szpitalne dla noworodka ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Łóżeczko noworodkowe ze stali kwasoodpornej 0H18N9 to profesjonalne łóżeczko przeznaczone do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model został zaprojektowany z myślą o placówkach medycznych, które potrzebują praktycznego, mobilnego i łatwego do przechowywania łóżeczka dla noworodka.

Najważniejszym wyróżnikiem produktu jest **funkcja najazdu stelaża w stelaż**, która pozwala minimalizować miejsce potrzebne do przechowywania łóżeczek. To szczególnie ważne w szpitalach i placówkach medycznych, gdzie wykorzystywana jest większa liczba łóżeczek noworodkowych, a dobra organizacja przestrzeni ma duże znaczenie w codziennej pracy personelu.

Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki

Łóżeczko posiada również **funkcję najazdu na łóżko matki**. Warunkiem zastosowania tej funkcji jest wysokość łóżka matki poniżej **760 mm**. Dzięki temu łóżeczko może zostać ustawione blisko łóżka pacjentki, co ułatwia organizację miejsca dla matki i noworodka.

Ten wariant warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest **łożeczko szpitalne dla noworodka** z solidnym stelażem, mobilną konstrukcją oraz rozwiązaniem ułatwiającym przechowywanie większej liczby łóżeczek na oddziale.

Stelaż ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Stelaż łóżeczka wykonano z rurek ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Jest to jedna z najważniejszych cech technicznych tego modelu i główny element odróżniający go od prostszych łóżeczek noworodkowych. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej dobrze wpisuje się w potrzeby placówek medycznych, które szukają profesjonalnego wyposażenia oddziałowego.

Łóżeczko wyposażono w **koła w obudowie z tworzywa sztucznego** o średnicy **75 mm**. Koła są w kolorze szarym i wszystkie posiadają blokadę. Dzięki temu łóżeczko można przemieszczać w obrębie sali, a następnie stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Kojec z przezroczystego tworzywa i pozycja Anty-Trendelenburga +12°

Łóżeczko posiada **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec można ustawić w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**. W zestawie znajduje się również **tapicerowany materacyk** dopasowany do kojca.

Połączenie przezroczystego kojca, stelaża ze stali kwasoodpornej, kół z blokadą oraz funkcji najazdu stelaża w stelaż sprawia, że model ten dobrze sprawdza się jako **łóżeczko oddziałowe dla noworodka** w placówkach medycznych.

Najważniejsze cechy łóżeczka

- **łóżeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9,**
- **funkcja najazdu stelaża w stelaż** w celu minimalizowania miejsca przechowywania łóżeczek,
- **funkcja najazdu na łóżko matki** przy wysokości łóżka matki poniżej 760 mm,
- **koła 75 mm** w szarej obudowie z tworzywa sztucznego,
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **kojec z przezroczystego tworzywa,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **tapicerowany materacyk** w zestawie.

Dane techniczne

Typ produktu	łóżeczko noworodkowe
Przeznaczenie	oddziały noworodkowe, położnicze i pediatryczne
Konstrukcja	stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9
Funkcja przechowywania	najazd stelaża w stelaż do minimalizowania miejsca przechowywania łóżeczek
Najazd na łóżko matki	tak, przy wysokości łóżka matki poniżej 760 mm
Koła	średnica 75 mm, kolor szary, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Materacyk	tapicerowany, w zestawie
Wymiary zewnętrzne	830 × 570 × 995 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm

Do czego sprawdzi się łóżeczko ze stali kwasoodpornej?

To **łóżeczko szpitalne dla noworodka ze stali kwasoodpornej** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Dzięki funkcji najazdu stelaża w stelaż jest szczególnie przydatne tam, gdzie placówka korzysta z większej liczby łóżeczek i chce ograniczyć miejsce potrzebne do ich przechowywania.

Produkt dobrze pasuje do kategorii [łóżeczka dla noworodków](#) oraz szerszej grupy [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model łączy kilka istotnych cech technicznych: stelaż ze stali kwasoodpornej 0H18N9, funkcję najazdu stelaża w stelaż, możliwość najazdu na łóżko matki, przezroczysty kojec oraz komplet kół z blokadą. Dzięki temu jest to praktyczne łóżeczko noworodkowe dla placówek, które szukają trwałego i funkcjonalnego wyposażenia oddziałowego.

FAQ

Czy to łóżeczko jest wykonane ze stali kwasoodpornej?

Tak. Stelaż łóżeczka wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Na czym polega funkcja najazdu stelaża w stelaż?

Funkcja najazdu stelaża w stelaż pozwala minimalizować ilość miejsca potrzebnego do przechowywania łóżeczek. Jest to przydatne rozwiązanie w placówkach, które korzystają z większej liczby łóżeczek noworodkowych.

Czy łóżeczko można dosunąć do łóżka matki?

Tak. Łóżeczko posiada funkcję najazdu na łóżko matki. Warunkiem jest wysokość łóżka matki poniżej 760 mm.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Łóżeczko wyposażono w koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

Czy kojec można ustawić pod kątem?

Tak. Kojec z przezroczystego tworzywa można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 830 × 570 × 995 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a wymiary materacyka to 600 × 360 × 40 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące