

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-szpitalne-dla-noworodka-p-1429.html>



Łóżeczko szpitalne dla noworodka

Cena brutto	1 985,00 zł
Cena netto	1 837,96 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM0-ST
Kod producenta	BM0-ST-9003-0-T_K5

Opis produktu

Łóżeczko szpitalne dla noworodka to doskonałe rozwiązanie dla maluszków, które wymagają specjalnej opieki i komfortu. Zaprojektowane z myślą o minimalizacji miejsca przechowywania, to łóżeczko noworodkowe oferuje wiele funkcji, które ułatwiają codzienną opiekę nad dzieckiem.

Stelaż łóżeczka wykonany jest z wytrzymałych rurek stalowych, które zostały lakierowane proszkowo na biało, nadając im estetyczny wygląd i zapewniając trwałość. Dodatkowo stelaż wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, zamocowane w ocynkowanej obudowie stalowej. Dzięki blokadzie na kołach, łóżeczko można łatwo zablokować w miejscu, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo.

Jedną z głównych funkcji tego łóżeczka jest możliwość najazdu stelaża na stelaż. Dzięki temu, gdy łóżeczko nie jest używane, można je złożyć i umieścić w innym miejscu, zajmując minimalną ilość przestrzeni do przechowywania. Ta praktyczna cecha sprawia, że łóżeczko jest wygodne zarówno w domu, jak i w szpitalu czy innych placówkach medycznych.

Kolejną funkcją, która wyróżnia to łóżeczko, jest możliwość najazdu na łóżko matki. Wymaganie jest proste - wysokość łóżka matki musi wynosić poniżej 760 mm. Dzięki tej funkcji, łóżeczko może być przyłożone do łóżka matki, umożliwiając bliski kontakt i łatwiejszą opiekę nad noworodkiem.

W zestawie znajduje się także wygodny kojec wykonany z przezroczystego tworzywa, który ma możliwość ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 120 stopni. To idealne rozwiązanie dla maluszków wymagających specjalnego położenia ciała. Kojec wyposażony jest również w tapicerowany materacyk, który zapewnia dziecku odpowiednią wygodę i bezpieczeństwo.

Łóżeczko szpitalne dla noworodka ma następujące wymiary: 830x570x980 mm (wymiarzy zewnętrzne), wymiary wewnętrzne kojca to 660x410x220 mm, a materacyk ma wymiary 620x360x40 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

To innowacyjne i praktyczne łóżeczko szpitalne jest doskonałym wyborem dla rodziców, którzy szukają wygodnego i funkcjonalnego rozwiązania dla swojego noworodka. Zapewnia ono komfort, bezpieczeństwo i elastyczność w codziennej opiece nad maluszkiem.

Dane techniczne:

- wymiary zew.: 830x570x980 mm

-
- wymiary wew. kojca: 660x410x220 mm
 - wymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor stelaża Ral TMBY: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary