

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-dzieciece-szpitalne-ze-stali-kwasoodpornej-p-1430.html>



Łóżeczko dziecięce szpitalne ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 040,00 zł
Cena netto	1 888,89 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM0-KO
Kod producenta	BM0-KO-0-T_K5

Opis produktu

Łóżeczko dziecięce szpitalne ze stali kwasoodpornej z funkcją najazdu stelaża w stelaż to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia minimalizację miejsca potrzebnego do przechowywania łóżeczek, jednocześnie zapewniając wygodę zarówno dla dziecka, jak i dla matki.

Stelaż wykonany jest z trwałych rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co zapewnia wysoką jakość i odporność na korozję. Dodatkowo, wyposażony jest w solidne koła o średnicy 75 mm, które są umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej i posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo.

Łóżeczko dziecięce posiada również funkcję najazdu na łóżko matki, jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy wysokość łóżka matki wynosi mniej niż 760 mm. Dzięki temu, matka ma łatwy dostęp do dziecka, co ułatwia opiekę i umożliwia utrzymanie bliskiego kontaktu.

Dodatkowo, łóżeczko jest wyposażone w kojec z przezroczystego tworzywa, który ma możliwość ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga +120. To zapewnia wygodę i bezpieczeństwo dziecku, a jednocześnie ułatwia obserwację przez personel medyczny. W zestawie znajduje się również tapicerowany materacyk, który gwarantuje komfort i dobrą podporę dla malucha. Wymiary zewnętrzne kojca to 830x570x980 mm, wewnętrzne kojca to 660x410x220 mm, a wymiary materacyka to 620x360x40 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Łóżeczko dziecięce szpitalne ze stali kwasoodpornej z funkcją najazdu stelaża w stelaż i najazdu na łóżko matki jest solidnie wykonane, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo. To idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, które dbają o wygodę i bezpieczeństwo swoich pacjentów najmłodszych.

Łóżeczko dziecięce szpitalne ze stali kwasoodpornej, dane techniczne:

- wymiary zew.: 830x570x980 mm
- wymiary wew. kojca: 660x410x220 mm
- wymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy