

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-dla-blizniat-p-3469.html>

Łóżeczko noworodkowe dla bliźniąt

Cena brutto	7 981,00 zł
Cena netto	7 389,81 zł
Cena poprzednia	8 290,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM4-2

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe dla bliźniąt z opuszczanymi bokami

Łóżeczko noworodkowe dla bliźniąt to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt został zaprojektowany jako szpitalne łóżeczko dla bliźniąt, dlatego wyróżnia się większym wymiarem materacyka **770 × 680 × 50 mm**, regulacją wysokości kojca w zakresie **895-1155 mm**, opuszczanymi bokami z przezroczystego tworzywa oraz koszykiem na akcesoria.

To najmocniejszy wariant w grupie łóżeczek noworodkowych przeznaczony dla placówek, które potrzebują rozwiązania dla bliźniąt. W odróżnieniu od modelu jednoosobowego z opuszczanymi bokami, ten produkt posiada większe wymiary zewnętrzne **890 × 755 × 895-1155 mm** oraz większy materacyk **770 × 680 × 50 mm**.

Łóżeczko szpitalne dla bliźniąt — większy materacyk 770 × 680 × 50 mm

Najważniejszą cechą tego modelu jest przeznaczenie dla bliźniąt. Łóżeczko wyposażono w **tapicerowany materacyk w kolorze białym** o wymiarach **770 × 680 × 50 mm**. Producent podaje tolerancję wymiarów **+/- 10 mm**.

Dzięki większemu wymiarowi materacyka produkt powinien być jasno odróżniony od standardowych łóżeczek noworodkowych jednoosobowych.

Dzięki większemu wymiarowi materacyka model wyraźnie odróżnia się od standardowych łóżeczek noworodkowych jednoosobowych. To specjalistyczne łóżeczko szpitalne dla bliźniąt, przeznaczone dla placówek, które potrzebują większej przestrzeni użytkowej, regulacji wysokości kojca oraz opuszczanych boków z przezroczystego tworzywa.

Regulacja wysokości kojca 895-1155 mm

Wysokość kojca regulowana jest w zakresie **895-1155 mm**. Regulacja odbywa się za pomocą **siłownika gazowego** obsługiwanego **dwustronnym pedałem nożnym**. To rozwiązanie ułatwia dopasowanie wysokości kojca do organizacji pracy personelu i ustawienia łóżeczka na sali.

Dwustronny pedał nożny pozwala obsługiwać regulację z różnych stron stanowiska. W połączeniu z większą konstrukcją dla bliźniąt tworzy to funkcjonalne łóżeczko szpitalne do codziennego użytkowania na oddziale noworodkowym lub położniczym.

Opuszczane boki z przezroczystego tworzywa

Kojec łóżeczka wykonano z **przezroczystego tworzywa** i wyposażono w **opuszczane boki**. Przezroczysta konstrukcja ułatwia obserwację noworodków, a opuszczane boki zwiększają funkcjonalność łóżeczka podczas codziennej pracy personelu.

Boki i dno z laminatu HPL oraz otwory wentylacyjne

Boki oraz dno łóżeczka wykonano z **laminatu HPL**. W dnie, pod materacem, znajdują się **otwory wentylacyjne**. To ważny element konstrukcyjny, który warto wyraźnie pokazać w opisie, ponieważ wzmacnia techniczny charakter produktu.

Połączenie laminatu HPL, otworów wentylacyjnych pod materacem, tapicerowanego materacyka i przezroczystego kojca sprawia, że produkt dobrze wpisuje się w potrzeby oddziałów, które szukają specjalistycznego łóżeczka dla bliźniąt, a nie standardowego modelu jednoosobowego.

Koszyk na akcesoria 295 × 95 × 85 mm

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 koszyk na akcesoria** o wymiarach **295 × 95 × 85 mm**. Koszyk jest stalowy i lakierowany proszkowo. To praktyczny element przeznaczony do organizacji drobnych akcesoriów potrzebnych przy stanowisku noworodków.

Ten model posiada koszyk na akcesoria, ale nie należy mylić go z wariantem z dużą półką koszową ani z łóżeczkiem z szafką. W tym produkcie głównym wyróżnikiem jest konstrukcja dla bliźniąt, większy materacyk oraz regulacja wysokości kojca.

Stelaż aluminiowy, podstawa stalowa i koła z blokadą

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Łóżeczko wyposażono również w **uchwyt do prowadzenia lakierowany na kolor według palety RAL**. Materiał maskownicy i zaślepki, czyli tworzywo lub stal, jest uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Najważniejsze cechy łóżeczka dla bliźniąt

- **łożeczko noworodkowe dla bliźniąt** do zastosowań szpitalnych,
- **kojec z opuszczanymi bokami z przezroczystego tworzywa**,
- **regulacja wysokości kojca w zakresie 895–1155 mm**,
- **siłownik gazowy obsługiwany dwustronnym pedałem nożnym**,
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°**,
- **boki oraz dno z laminatu HPL**,
- **otwory wentylacyjne w dnie pod materacem**,
- **tapicerowany materacyk w kolorze białym**,
- **wymiary materacyka 770 × 680 × 50 mm**,
- **koszyk na akcesoria 295 × 95 × 85 mm**,
- **koszyk stalowy lakierowany proszkowo**,
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało**,
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym**,
- **koła 75 mm w kolorze białym**,
- **wszystkie koła z blokadą**,
- **uchwyt do prowadzenia lakierowany na kolor według palety RAL**.

Dane techniczne

Typ produktu	łożeczko noworodkowe dla bliźniąt
Przeznaczenie	oddziały noworodkowe, położnicze i pediatryczne
Wyposażenie	1 × koszyk na akcesoria
Wymiary koszyka na akcesoria	295 × 95 × 85 mm
Koszyk	stalowy, lakierowany proszkowo
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa

	sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z opuszczanymi bokami z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Regulacja wysokości kojca	895–1155 mm
Sposób regulacji	siłownik gazowy, dwustronny pedał nożny
Boki i dno	laminat HPL
Wentylacja dna	otwory wentylacyjne w dnie pod materacem
Materacyk	tapicerowany, kolor biały
Wymiary zewnętrzne	890 × 755 × 895–1155 mm
Wymiary materacyka	770 × 680 × 50 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Uchwyt do prowadzenia	lakierowany na kolor według palety RAL
Maskownica i zaślepki	materiał uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia: tworzywo lub stal

Dla jakich placówek przeznaczone jest łóżeczko dla bliźniąt?

To **łóżeczko noworodkowe dla bliźniąt** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie placówka potrzebuje większego łóżeczka noworodkowego przeznaczonego dla bliźniąt, z regulacją wysokości kojca, opuszczanymi bokami i miejscem na drobne akcesoria.

Produkt należy do kategorii [łóżeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje specjalistycznego **łóżeczka szpitalnego dla bliźniąt**, a nie standardowego łóżeczka noworodkowego jednoosobowego. Większy materacyk 770 × 680 × 50 mm, regulacja wysokości 895–1155 mm, opuszczane boki, dno HPL z otworami wentylacyjnymi i koszyk na akcesoria tworzą funkcjonalne rozwiązanie do codziennego użytkowania na oddziale.

FAQ

Czym wyróżnia się łóżeczko noworodkowe dla bliźniąt?

Najważniejszym wyróżnikiem jest przeznaczenie dla bliźniąt oraz większy materacyk o wymiarach 770 × 680 × 50 mm. Model posiada także opuszczane boki, regulację wysokości 895–1155 mm, dwustronny pedał nożny, HPL, otwory wentylacyjne i koszyk na akcesoria.

Czy to łóżeczko jest przeznaczone dla bliźniąt?

Tak. Producent określa ten model jako łóżeczko noworodkowe dla bliźniąt.

Jakie są wymiary materacyka?

Wymiary materacyka wynoszą 770 × 680 × 50 mm. Producent podaje tolerancję wymiarów +/- 10 mm.

W jakim zakresie regulowana jest wysokość kojca?

Wysokość койca regulowana jest w zakresie 895–1155 mm.

Jak działa regulacja wysokości?

Regulacja wysokości койca odbywa się za pomocą siłownika gazowego obsługiwanego dwustronnym pedałem nożnym.

Czy łóżeczko ma opuszczane boki?

Tak. Kojec łóżeczka ma opuszczane boki wykonane z przezroczystego tworzywa.

Czy łóżeczko ma koszyk na akcesoria?

Tak. W wyposażeniu znajduje się 1 koszyk na akcesoria o wymiarach 295 × 95 × 85 mm. Koszyk jest stalowy i lakierowany proszkowo.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°.

Z czego wykonane są boki i dno łóżeczka?

Boki oraz dno wykonane są z laminatu HPL. W dnie, pod materacem, znajdują się otwory wentylacyjne.

Jakie są wymiary zewnętrzne łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 890 × 755 × 895–1155 mm. Producent podaje tolerancję wymiarów +/- 10 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące