

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-szpitalne-p-2991.html>

Łóżeczko noworodkowe z regulacją kojca

Cena brutto	3 800,00 zł
Cena netto	3 518,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM1
Kod producenta	BM1(12-B)-0-ABS3-0000-0-0-T_-SG-K6.3-W

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe z najazdem na łóżko matki i regulacją wysokości kojca

Łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości kojca to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt sprawdzi się w placówkach, które potrzebują funkcjonalnego łóżeczka dla noworodka z możliwością najazdu na łóżko matki, regulacją wysokości kojca, przezroczystym kojcem oraz praktyczną półką kosзовą w zestawie.

Najważniejszym wyróżnikiem tego modelu jest połączenie kilku rozwiązań technicznych: **funkcji najazdu na łóżko matki, regulacji wysokości kojca w zakresie 925-1225 mm**, sterowania za pomocą **siłownika gazowego i pedału nożnego** oraz wyposażenia w **stalową półkę kosзовą**. To wariant bardziej rozbudowany niż podstawowe łóżeczka noworodkowe bez regulacji wysokości.

Najazd na łóżko matki poniżej 700 mm

Łóżeczko posiada **funkcję najazdu na łóżko matki**. Warunkiem zastosowania tej funkcji jest wysokość łóżka matki poniżej **700 mm**. Dzięki temu łóżeczko może zostać ustawione blisko łóżka pacjentki, co ułatwia organizację stanowiska dla matki i noworodka.

Regulacja wysokości kojca 925-1225 mm pedałem nożnym

Kojec posiada **regulację wysokości w zakresie 925-1225 mm**. Regulacja odbywa się za pomocą **siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym**. To jedna z najważniejszych cech technicznych produktu, ponieważ pozwala dopasować wysokość kojca do stanowiska pracy oraz wysokości łóżka matki.

Dzięki temu łóżeczko dobrze odpowiada na potrzeby oddziałów, w których liczy się wygodne ustawienie kojca, szybka regulacja oraz możliwość dostosowania położenia łóżeczka do warunków sali.

Stelaż aluminiowy, podstawa stalowa i koła z blokadą

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Łóżeczko wyposażono w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie łóżeczka oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze

szarym.

Kojec z przezroczystego tworzywa i pozycja Anty-Trendelenburga +12°

Łóżeczko posiada **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec można ustawić w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**. W zestawie znajduje się także **tapicerowany materacyk** o wymiarach 600 × 360 × 40 mm.

Połączenie przezroczystego kojca, regulacji wysokości, pozycji Anty-Trendelenburga +12° oraz mobilnej podstawy na kołach z blokadą sprawia, że produkt dobrze wpisuje się w wyposażenie oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych.

Półka koszowa w zestawie

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 półka koszowa**. Półka jest stalowa i lakierowana proszkowo. Jej wymiary wynoszą **405 × 335 × 90 mm**. To praktyczny element, który pozwala wykorzystać przestrzeń pod kojcem i uporządkować akcesoria potrzebne przy stanowisku noworodka.

Dzięki półce koszowej ten model wyróżnia się na tle prostszych łóżeczek noworodkowych bez dodatkowego miejsca na wyposażenie podręczne. W połączeniu z regulacją wysokości kojca i funkcją najazdu na łóżko matki tworzy mocny, techniczny wariant łóżeczka oddziałowego.

Najważniejsze cechy łóżeczka

- **łożeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **funkcja najazdu na łóżko matki** przy wysokości łóżka matki poniżej 700 mm,
- **regulacja wysokości kojca w zakresie 925-1225 mm,**
- **regulacja za pomocą siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym,**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,**
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,**
- **koła 75 mm** w białej obudowie z tworzywa sztucznego,
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **kojec z przezroczystego tworzywa,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **tapicerowany materacyk** w zestawie,
- **1 półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo,**
- **możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.**

Dane techniczne

Typ produktu	łożeczko noworodkowe szpitalne
Przeznaczenie	oddziały noworodkowe, położnicze i pediatryczne
Najazd na łóżko matki	tak, przy wysokości łóżka matki poniżej 700 mm
Regulacja wysokości kojca	925-1225 mm
Sposób regulacji	siłownik gazowy sterowany pedałem nożnym
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Materacyk	tapicerowany, w zestawie

Wypozażenie	1 × półka koszowa
Półka koszowa	stalowa, lakierowana proszkowo
Wymiary zewnętrzne	755 × 480 × 925-1225 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm
Wymiary półki koszowej	405 × 335 × 90 mm
Opcja kolorystyczna	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Dla jakich placówek przeznaczone jest to łóżeczko?

To **łożeczko noworodkowe z najazdem na łóżko matki i regulacją wysokości kojca** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie ważne są: możliwość ustawienia łożeczka przy łóżku matki, regulacja wysokości kojca, mobilność na kołach z blokadą oraz dodatkowa półka koszowa.

Produkt należy do kategorii [łożeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model łączy funkcję najazdu na łóżko matki poniżej 700 mm, regulację wysokości kojca 925-1225 mm, sterowanie pedałem nożnym, siłownik gazowy, przezroczysty kojec, tapicerowany materacyk, koła z blokadą oraz półkę koszową. To rozbudowane technicznie **łożeczko szpitalne dla noworodka**, które dobrze odpowiada na potrzeby oddziałów wymagających funkcjonalnego wyposażenia do codziennej pracy.

Jeżeli placówka szuka łożeczka, które nie ogranicza się tylko do podstawowego kojca na stelażu, ten wariant jest mocną propozycją. Regulacja wysokości kojca, półka koszowa i najazd na łóżko matki tworzą praktyczny zestaw funkcji przydatnych w organizacji stanowiska dla matki i noworodka.

FAQ

Czy łożeczko ma funkcję najazdu na łóżko matki?

Tak. Łóżeczko posiada funkcję najazdu na łóżko matki. Warunkiem jest wysokość łóżka matki poniżej 700 mm.

W jakim zakresie regulowana jest wysokość kojca?

Wysokość kojca można regulować w zakresie 925-1225 mm.

Jak działa regulacja wysokości kojca?

Regulacja wysokości kojca odbywa się za pomocą siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym.

Czy łożeczko ma półkę koszową?

Tak. W zestawie znajduje się 1 półka koszowa. Półka jest stalowa, lakierowana proszkowo, a jej wymiary wynoszą 405 × 335 × 90 mm.

Z czego wykonany jest stelaż łożeczka?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Łóżeczko wyposażono w koła o średnicy 75 mm w białej obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec z przezroczystego tworzywa można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°.

Czy można zamówić elementy w innym kolorze?

Tak. Producent przewiduje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 755 × 480 × 925-1225 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, wymiary materacyka 600 × 360 × 40 mm, a wymiary półki koszowej 405 × 335 × 90 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące