

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-szpitalne-z-regulacja-wysokosci-p-2992.html>



Łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości

Cena brutto	3 650,00 zł
Cena netto	3 379,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM1
Kod producenta	BM1(12-B)-0-ABS3-0000-0-0-T_-SG

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości i najazdem na łóżko matki

Łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt sprawdzi się w placówkach medycznych, które potrzebują funkcjonalnego łóżeczka dla noworodka z możliwością dopasowania wysokości kojca oraz ustawienia łóżeczka blisko łóżka matki.

Najważniejszym wyróżnikiem tego wariantu jest **regulacja wysokości kojca w zakresie 925-1225 mm**. Regulacja odbywa się za pomocą **siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym**, co pozwala dopasować położenie kojca do organizacji stanowiska, wysokości łóżka pacjentki oraz codziennej pracy personelu.

Regulacja wysokości kojca 925-1225 mm pedałem nożnym

Kojec posiada **regulację wysokości w zakresie 925-1225 mm**. Zmiana wysokości odbywa się za pomocą **siłownika gazowego obsługiwanego pedałem nożnym**. To jedna z kluczowych cech technicznych tego modelu, ponieważ umożliwia szybkie dopasowanie położenia kojca do warunków sali i stanowiska opieki.

Dzięki regulacji wysokości łóżeczko dobrze odpowiada na potrzeby oddziałów, które szukają bardziej funkcjonalnego rozwiązania niż podstawowe łóżeczko noworodkowe o stałej wysokości. Zakres 925-1225 mm pozwala lepiej dopasować ustawienie kojca do codziennej pracy personelu oraz organizacji przestrzeni przy łóżku matki.

Funkcja najazdu na łóżko matki poniżej 700 mm

Łóżeczko posiada **funkcję najazdu na łóżko matki**. Warunkiem zastosowania tej funkcji jest wysokość łóżka matki poniżej **700 mm**. Dzięki temu model może zostać ustawiony blisko łóżka pacjentki, co ułatwia organizację stanowiska dla matki i noworodka.

Połączenie funkcji najazdu z regulacją wysokości kojca sprawia, że łóżeczko jest praktycznym wyborem dla oddziałów noworodkowych i położniczych, w których liczy się wygodne ustawienie łóżeczka, mobilność oraz możliwość dopasowania wysokości kojca do warunków sali.

Stelaż aluminiowy, podstawa stalowa i koła z blokadą

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o

średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie łóżeczka oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Kojec z przezroczystego tworzywa i Anty-Trendelenburg +12°

Łóżeczko wyposażono w **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec posiada możliwość ustawienia w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**. W zestawie znajduje się również **tapicerowany materacyk** o wymiarach **600 × 360 × 40 mm**.

Przezroczysty kojec, regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego, mobilna podstawa na kołach z blokadą oraz funkcja najazdu na łóżko matki tworzą praktyczne rozwiązanie do codziennego użytkowania w placówkach medycznych.

Najważniejsze cechy łóżeczka

- **łożeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych**,
- **funkcja najazdu na łóżko matki** przy wysokości łóżka matki poniżej 700 mm,
- **regulacja wysokości kojca w zakresie 925-1225 mm**,
- **regulacja za pomocą siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym**,
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**,
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym**,
- **koła 75 mm** w białej obudowie z tworzywa sztucznego,
- **wszystkie koła z blokadą**,
- **kojec z przezroczystego tworzywa**,
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°**,
- **tapicerowany materacyk 600 × 360 × 40 mm** w zestawie,
- **możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym**.

Dane techniczne

Typ produktu	łożeczko noworodkowe szpitalne
Przeznaczenie	oddziały noworodkowe, położnicze i pediatryczne
Najazd na łóżko matki	tak, przy wysokości łóżka matki poniżej 700 mm
Regulacja wysokości kojca	925-1225 mm
Sposób regulacji	siłownik gazowy sterowany pedałem nożnym
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Materacyk	tapicerowany, w zestawie
Wymiary zewnętrzne	755 × 480 × 925-1225 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm

Dla jakich placówek przeznaczone jest to łóżeczko?

To **łożeczko noworodkowe z regulacją wysokości** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie ważne są: regulacja wysokości kojca, możliwość najazdu na łóżko matki, mobilność na kołach z blokadą oraz przezroczysty kojec.

Produkt należy do kategorii [łożeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **łożeczka szpitalnego dla noworodka z regulacją wysokości kojca**, a nie wyłącznie podstawowego łożeczka o stałej konstrukcji. Zakres 925-1225 mm, siłownik gazowy i pedał nożny tworzą funkcjonalny wariant do codziennego użytkowania na oddziale.

Regulacja wysokości, funkcja najazdu na łóżko matki poniżej 700 mm, przezroczysty kojec, pozycja Anty-Trendelenburga +12° oraz koła z blokadą sprawiają, że łożeczko dobrze wpisuje się w potrzeby oddziałów, które szukają praktycznego wyposażenia do organizacji stanowiska dla matki i noworodka.

FAQ

Czym wyróżnia się to łożeczko noworodkowe?

Najważniejszym wyróżnikiem jest regulacja wysokości kojca w zakresie 925-1225 mm za pomocą siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym.

Czy łożeczko ma funkcję najazdu na łóżko matki?

Tak. Łóżeczko posiada funkcję najazdu na łóżko matki. Warunkiem jest wysokość łóżka matki poniżej 700 mm.

Jak regulowana jest wysokość kojca?

Regulacja wysokości kojca odbywa się za pomocą siłownika gazowego sterowanego pedałem nożnym.

Z czego wykonany jest stelaż łożeczka?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Łóżeczko wyposażono w białe koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

Czy kojec jest przezroczysty?

Tak. Łóżeczko posiada kojec z przezroczystego tworzywa.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°.

Jakie są wymiary łożeczka?

Wymiary zewnętrzne łożeczka wynoszą 755 × 480 × 925-1225 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a wymiary materacyka 600 × 360 × 40 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 4003 , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące