

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-z-opuszczanymi-bokami-p-3468.html>



Łóżeczko noworodkowe z opuszczanymi bokami

Cena brutto	5 092,00 zł
Cena netto	4 714,81 zł
Cena poprzednia	5 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM4-1

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe z opuszczanymi bokami i regulacją wysokości

Łóżeczko noworodkowe z opuszczanymi bokami to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt wyróżnia się kojcem z opuszczanymi bokami z przezroczystego tworzywa, regulacją wysokości w zakresie **905-1165 mm**, dwustronnym pedałem nożnym oraz koszykiem na akcesoria.

To wariant bardziej techniczny niż standardowe łóżeczko dla noworodka. Najważniejsze cechy tego modelu to: **opuszczane boki kojca**, **regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego**, **dwustronny pedał nożny**, boki i dno z laminatu HPL, otwory wentylacyjne w dnie pod materacem oraz uchwyt do prowadzenia lakierowany na kolor według palety RAL.

Opuszczane boki z przezroczystego tworzywa

Kojec łóżeczka wykonano z przezroczystego tworzywa i wyposażono w **opuszczane boki**. To ważna cecha użytkowa tego modelu, która wyróżnia go na tle prostszych łóżeczek noworodkowych o stałej konstrukcji kojca.

Przezroczysty kojec ułatwia obserwację noworodka, a opuszczane boki zwiększają funkcjonalność łóżeczka w codziennej pracy oddziałowej. Model posiada również możliwość ustawienia kojca w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**.

Regulacja wysokości 905–1165 mm dwustronnym pedałem nożnym

Wysokość kojca regulowana jest w zakresie **905-1165 mm**. Regulacja odbywa się za pomocą **siłownika gazowego** obsługiwanego **dwustronnym pedałem nożnym**. To mocna cecha techniczna, która odróżnia ten wariant od prostszych łóżeczek o stałej wysokości.

Dwustronny pedał nożny ułatwia obsługę łóżeczka z różnych stron stanowiska. Dzięki temu model dobrze sprawdza się na oddziałach, gdzie ważne jest szybkie dopasowanie wysokości kojca do organizacji pracy personelu i ustawienia łóżeczka w sali.

Boki i dno z laminatu HPL oraz otwory wentylacyjne

Boki oraz dno łóżeczka wykonano z **laminatu HPL**. W dnie, pod materacem, znajdują się **otwory wentylacyjne**.

Łóżeczko wyposażono w **tapicerowany materacyk w kolorze białym** o wymiarach **770 x 390 x 50 mm**. Producent dopuszcza tolerancję wymiarów **+/- 10 mm**.

Koszyk na akcesoria 295 × 95 × 85 mm

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 koszyk na akcesoria** o wymiarach **295 × 95 × 85 mm**. Koszyk jest stalowy i lakierowany proszkowo. To praktyczny element przeznaczony do organizacji drobnych akcesoriów potrzebnych przy stanowisku noworodka.

Ten model nie powinien być mylony z wariantem z dużą półką koszową ani z łóżeczkiem z szafką. Tutaj najważniejszy jest mniejszy koszyk na akcesoria, połączony z opuszczanymi bokami, regulacją wysokości i dwustronnym pedałem nożnym.

Stelaż aluminiowy, podstawa stalowa i koła z blokadą

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Łóżeczko ma również **uchwyt do prowadzenia lakierowany na kolor według palety RAL**. Materiał maskownicy i zaślepki, czyli tworzywo lub stal, zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Najważniejsze cechy łóżeczka

- **łożeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **kojec z opuszczanymi bokami z przezroczystego tworzywa,**
- **regulacja wysokości kojca w zakresie 905–1165 mm,**
- **siłownik gazowy obsługiwany dwustronnym pedałem nożnym,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **boki oraz dno z laminatu HPL,**
- **otwory wentylacyjne w dnie pod materacem,**
- **tapicerowany materacyk w kolorze białym,**
- **koszyk na akcesoria 295 × 95 × 85 mm,**
- **koszyk stalowy lakierowany proszkowo,**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało,**
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,**
- **koła 75 mm w kolorze białym,**
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **uchwyt do prowadzenia lakierowany na kolor według palety RAL.**

Dane techniczne

Typ produktu	łożeczko noworodkowe szpitalne
Wyposażenie	1 × koszyk na akcesoria
Wymiary koszyka na akcesoria	295 × 95 × 85 mm
Koszyk	stalowy, lakierowany proszkowo
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z opuszczanymi bokami z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Regulacja wysokości kojca	905–1165 mm
Sposób regulacji	siłownik gazowy, dwustronny pedał nożny

Boki i dno	laminat HPL
Wentylacja dna	otwory wentylacyjne w dnie pod materacem
Materacyk	tapicerowany, kolor biały
Wymiary zewnętrzne	880 × 480 × 905-1165 mm
Wymiary materacyka	770 × 390 × 50 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Uchwyt do prowadzenia	lakierowany na kolor według palety RAL
Maskownica i zaślepki	materiał uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia: tworzywo lub stal

Dla jakich placówek przeznaczone jest to łóżeczko?

To **łóżeczko noworodkowe z opuszczanymi bokami** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie ważna jest regulacja wysokości kojca, opuszczane boki, mobilność na kołach z blokadą oraz miejsce na drobne akcesoria przy stanowisku noworodka.

Produkt należy do kategorii [łóżeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje łóżeczka noworodkowego z bardziej rozbudowaną funkcjonalnością niż standardowy kojec na stelażu. Opuszczane boki, regulacja wysokości 905-1165 mm, dwustronny pedał nożny, dno HPL z otworami wentylacyjnymi oraz koszyk na akcesoria tworzą praktyczne rozwiązanie do codziennego użytkowania na oddziale.

FAQ

Czym wyróżnia się to łóżeczko noworodkowe?

Najważniejsze wyróżniki to opuszczane boki z przezroczystego tworzywa, regulacja wysokości 905-1165 mm, dwustronny pedał nożny, koszyk na akcesoria, dno z laminatu HPL oraz otwory wentylacyjne pod materacem.

Czy łóżeczko ma opuszczane boki?

Tak. Kojec łóżeczka ma opuszczane boki wykonane z przezroczystego tworzywa.

W jakim zakresie regulowana jest wysokość kojca?

Wysokość kojca regulowana jest w zakresie 905-1165 mm.

Jak działa regulacja wysokości?

Regulacja wysokości kojca odbywa się za pomocą siłownika gazowego obsługiwanego dwustronnym pedałem nożnym.

Czy łóżeczko ma koszyk na akcesoria?

Tak. W wyposażeniu znajduje się 1 koszyk na akcesoria o wymiarach 295 × 95 × 85 mm. Koszyk jest stalowy i lakierowany proszkowo.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 880 × 480 × 905-1165 mm, a wymiary materacyka 770 × 390 × 50 mm. Producent

podaje tolerancję wymiarów +/- 10 mm.

Z czego wykonane są boki i dno łóżeczka?

Boki oraz dno wykonane są z laminatu HPL. W dnie, pod materacem, znajdują się otwory wentylacyjne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące